

2023

CATALOGO
ORTODONZIA E OTTICA

 aestetika®
ORTODONZIA & OTTICA



NOVITÀ INTERNAZIONALE

Gli **unici brackets** sul mercato mondiale
interamente fresati con macchine CNC
a controllo numerico digitale.

CHIAMACI
0744 302333

SITO WEB
AESTETIKA.IT

ACQUISTA SU
SHOP.AESTETIKA.IT

SEDE OPERATIVA
STRADA DI CARDETO, 57 05100 TERNI



smile
engineering



 admetec

 *Dr-Kim*

CHI SIAMO

Aestetika srl si pone da sempre come priorità la ricerca di prodotti che si distinguano per la massima qualità e l'alto contenuto tecnologico e, ad oggi, è distributore esclusivo Italia dei marchi **RS Medico** per l'ortodonzia, **Admetec** e **Dr- Kim** per i sistemi di ingrandimento e illuminazione.

RS Medico è l'unica azienda sul mercato internazionale a produrre i propri bracket interamente per **fresatura con macchine CNC** a controllo numerico computerizzato, tecnologia che garantisce una precisione al micron e che rappresenta il superamento dello stampaggio MIM, rendendolo obsoleto, come evidenziato nelle pagine di seguito.

La collaborazione con il **Prof. Giordanetto** e la sua lunga esperienza da ortodontista hanno permesso di completare e integrare la linea estetica con la sistematica invisibile **Smile Engineering**.

Admetec è un'azienda israeliana con anni di esperienza nella produzione di ottiche ingrandenti e sistemi di illuminazione, l'unica ad offrire una linea in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, partendo dal **galileiano** per arrivare al **prismatico** e al **periscopico**, con ingrandimenti che vanno da 2,5x a 10x.

La combinazione di **lenti Fujitok** in vetro **Schott Ag della Fondazione Zeiss**, **materiali ultraleggeri come titanio e alluminio e montature di design** fanno degli occhiali Admetec quanto di più innovativo sul mercato.

Fujitok è un'azienda giapponese leader mondiale nella produzione di lenti di alta precisione e fornitore di marchi quali **Canon, Hoya, Nikon, Olympus**, etc.,

Dr-Kim rivoluziona il concetto di caschetto, imponendosi sul mercato per la peculiarità di un prodotto che esula dal modello classico con cingitesta.

Il caschetto Dr-Kim è **senza cingitesta** ed ha solo due punti di appoggio, **ultraleggero, due luci ad effetto scialitica**, integrabile con **ingrandimenti galileiano 2,5x e prismatico 4x**, entrambi con regolazione della distanza di lavoro da 25 a 60 cm e **telecamera ad alta definizione**.

INDICE

BRACKET METALLO	6
BRACKET ESTETICI	27
SISTEMATICA INVISIBILE PROF. GIORDANETTO	35
TUBI	39
BANDE	47
ACCESSORI E SPLINTAGGIO	55
ARCHI E FILI	62
EXTRAORALI	73
LEGATURE ELASTICHE	77
LEGATURE METALLICHE	80
PINZE E STRUMENTI	82
COMPOSITI	101
OTTICHE INGRANDENTI	108
LUCI	117
CASCHETTO DR KIM	118



L'ORTODONZIA CNC

CE 0123 FDA

PRIMA DI CONTINUARE:

Perché un **attacco prodotto per fresatura con macchine CNC** a controllo numerico computerizzato **garantisce massima e migliore precisione** rispetto ad un attacco prodotto per stampaggio MIM.

DENSITÀ E RESISTENZA

VS




La **fresatura CNC** con macchine a controllo numerico computerizzato consiste in **un unico processo di taglio e fresatura di un blocco di acciaio medicale 17-4PH**, che presenta una struttura metallografica interna compatta ad alta resistenza.




La produzione MIM prevede invece un trattamento di separazione dei polimeri dal metallo e successiva sinterizzazione in atmosfera controllata ad una temperatura inferiore a quella di fusione. Ne risultano una struttura metallografica interna casuale e una resistenza nettamente inferiore a quella dell'acciaio fresato.

RS Medico è l'unica azienda sul mercato internazionale a produrre i propri attacchi interamente per fresatura con macchine CNC, soppiantando una tecnologia MIM -metal injection moulding - ormai obsoleta



I bracket **fresati CNC** presentano superfici lisce, levigate e omogenee. L'angolo formato dall'incontro della parete sinistra con la base è leggermente arrotondato e quello di destra è perfetto. La base è omogenea.


Fonte: Analysis of a slot height accuracy and precision of stainless steel orthodontic brackets manufactured by MIM and CNC using stereomicroscopy - Mark D. Angeloni, D.M.D.



Gli angoli che si formano dall'incontro delle pareti con la base sono arrotondati e irregolari. La superficie presenta imperfezioni e protrusioni.

Queste caratteristiche del bracket CNC consentono un alloggiamento preciso dell'arco con un minore angolo di deviazione. Lo slot di un attacco MIM presenta un angolo di deviazione maggiore con una conseguente imprecisione della verticalità delle pareti, che comporta la necessità di imprimere più torque all'arco o di utilizzare archi di dimensioni superiori.

Se, per ottenere un determinato spostamento, utilizzo un arco di 021x025, con un attacco CNC ottengo lo stesso risultato clinico con un arco 019x025, applicando forze meno aggressive e rendendo meno traumatico lo spostamento.



CNC




MIM

SERIE QUEEN

TECNICA
CNC

GEMELLARE



SELF-LIGATING



**GLI UNICI BRACKET
PRODOTTI INTERAMENTE
PER FRESATURA
CON MACCHINE CNC**

SERIE QUEEN GEMELLARE

TECNICA
CNC

Colore identificativo quadrante

Solco longitudinale
per corretto posizionamento


Saldatura laser sul lato lungo

Slot con ingresso stondato

Alette profonde
per contenere doppia legatura

TECNICHE | MBT | Roth | Edgewise | Ricketts | Tweed

DESIGN INNOVATIVO | PROFILO ULTRABASSO | LUCIDATURA MECCANICA




La dimensione e il **profilo ultra basso** rendono il bracket Queen particolarmente adatto per il **trattamento dei bambini**, riducendo quasi a **ZERO** le interferenze e la probabilità di distacco.

SERIE QUEEN

PRECISIONE DELLO SLOT CNC BASE DEL BRACKET

TECNICA
CNC



Fresatura CNC



Curvatura mesio
distale



Curvatura occluso
gengivale

La curvatura della base mesio distale e occluso gengivale garantisce un adattamento perfetto alla morfologia del dente.



Base mesh 80 micromordenzata
con numero identificativo

La saldatura per diffusione del mesh alla base in ogni punto di contatto permette che, nella fase di debonding, il mesh non si fletta e il distacco avvenga senza lasciare residui di composito sul dente.


La **micromordenzatura** migliora l'adesione.

SERIE QUEEN


TORQUE IN BASE



Il torque in base rappresenta un punto chiave, perché il centro dello slot e il centro della base dell'attacco si trovano sullo stesso piano. In tal modo, lo slot si pone come prolungamento del piano medio trasverso della corona clinica del dente.



TORQUE
NELLO SLOT




TORQUE
IN BASE

EDGEWISE

SERIE QUEEN


Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
width mm			3.0	3.0	3.0	2.7	3.4	3.4	2.7	3.0	3.0	3.0
REF	18	Senza gancio	BQE1-3015	BQE1-3014	BQE1-3013	BQE1-3012	BQE1-3011	BQE1-3021	BQE1-3022	BQE1-3023	BQE1-3024	BQE1-3025
		Con gancio	BQE1-3115	BQE1-3114	BQE1-3113	-	-	-	-	BQE1-3123	BQE1-3124	BQE1-3125
	22	Senza gancio	BQE2-3015	BQE2-3014	BQE2-3013	BQE2-3012	BQE2-3011	BQE2-3021	BQE2-3022	BQE2-3023	BQE2-3024	BQE2-3025
		Con gancio	BQE2-3115	BQE2-3114	BQE2-3113	-	-	-	-	BQE2-3123	BQE2-3124	BQE2-3125
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
width mm			3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0
REF	18	Senza gancio	BQE1-3045	BQE1-3044	BQE1-3043	BQE1-3031	BQE1-3031	BQE1-3031	BQE1-3031	BQE1-3033	BQE1-3034	BQE1-3035
		Con gancio	BQE1-3145	BQE1-3144	BQE1-3143	-	-	-	-	BQE1-3133	BQE1-3134	BQE1-3135
	22	Senza gancio	BQE2-3045	BQE2-3044	BQE2-3043	BQE2-3031	BQE2-3031	BQE2-3031	BQE2-3031	BQE2-3033	BQE2-3034	BQE2-3035
		Con gancio	BQE2-3145	BQE2-3144	BQE2-3143	-	-	-	-	BQE2-3133	BQE2-3134	BQE2-3135
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SLOT	Contenuto	Conf.	Senza gancio	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 kit	20 pcs.	BQE1-3001	BQE1-3301	BQE1-3401
22	1 kit	20 pcs.	BQE2-3001	BQE2-3301	BQE2-3401

Torque			-7°	-7°	-3°	+7°	+12°	+12°	+7°	-3°	-7°	-7°
Tip			0°	0°	+10°	+8°	+5°	+5°	+8°	+10°	0°	0°
in/out mm			0.74	0.74	0.5	0.9	0.7	0.7	0.9	0.5	0.74	0.74
width mm			2.9	2.9	3.0	2.7	3.4	3.4	2.7	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BQR1-3015	BQR1-3014	BQR1-3013	BQR1-3012	BQR1-3011	BQR1-3021	BQR1-3022	BQR1-3023	BQR1-3024	BQR1-3025
		Con gancio	BQR1-3115	BQR1-3114	BQR1-3113	-	-	-	-	BQR1-3123	BQR1-3124	BQR1-3125
	22	Senza gancio	BQR2-3015	BQR2-3014	BQR2-3013	BQR2-3012	BQR2-3011	BQR2-3021	BQR2-3022	BQR2-3023	BQR2-3024	BQR2-3025
		Con gancio	BQR2-3115	BQR2-3114	BQR2-3113	-	-	-	-	BQR2-3123	BQR2-3124	BQR2-3125
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Torque			-22°	-17°	-7°	-1°	-1°	-1°	-1°	-7°	-17°	-22°
Tip			0°	0°	+6°	0°	0°	0°	0°	+6°	0°	0°
in/out mm			0.8	0.8	0.5	1.1	1.1	1.1	1.1	0.5	0.8	0.8
width mm			2.9	2.9	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BQR1-3045	BQR1-3044	BQR1-3043	BQR1-3031	BQR1-3031	BQR1-3031	BQR1-3031	BQR1-3033	BQR1-3034	BQR1-3035
		Con gancio	BQR1-3145	BQR1-3144	BQR1-3143	-	-	-	-	BQR1-3133	BQR1-3134	BQR1-3135
	22	Senza gancio	BQR2-3045	BQR2-3044	BQR2-3043	BQR2-3031	BQR2-3031	BQR2-3031	BQR2-3031	BQR2-3033	BQR2-3034	BQR2-3035
		Con gancio	BQR2-3145	BQR2-3144	BQR2-3143	-	-	-	-	BQR2-3133	BQR2-3134	BQR2-3135
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


SLOT	Contenuto	Conf.	Senza gancio	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 Kit	20 pcs	BQR1-3001	BQR1-3301	BQR1-3401
22	1 Kit	20 pcs	BQR2-3001	BQR2-3301	BQR2-3401

*La versione della prescrizione non si intende convalidata dal Dr. Roth
** La versione della prescrizione non si intende convalidata dai Dr. Mc Laughlin - Bennett - Trevisi

MBT**

SERIE QUEEN

Torque			-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Tip			0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
in/out mm			0.74	0.74	0.57	0.89	0.66	0.66	0.89	0.57	0.74	0.74
width mm			2.9	2.9	3.0	2.7	3.4	3.4	2.7	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BQM1-3015	BQM1-3014	BQM1-3013	BQM1-3012	BQM1-3011	BQM1-3021	BQM1-3022	BQM1-3023	BQM1-3024	BQM1-3025
		Con gancio	BQM1-3115	BQM1-3114	BQM1-3113	-	-	-	-	BQM1-3123	BQM1-3124	BQM1-3125
	22	Senza gancio	BQM2-3015	BQM2-3014	BQM2-3013	BQM2-3012	BQM2-3011	BQM2-3021	BQM2-3022	BQM2-3023	BQM2-3024	BQM2-3025
		Con gancio	BQM2-3115	BQM2-3114	BQM2-3113*	-	-	-	-	BQM2-3123*	BQM2-3124	BQM2-3125
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Torque			-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Tip			+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
in/out mm			0.8	0.76	0.51	1.14	1.14	1.14	1.14	0.51	0.76	0.8
width mm			2.9	2.9	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BQM1-3045	BQM1-3044	BQM1-3043	BQM1-3031	BQM1-3031	BQM1-3031	BQM1-3031	BQM1-3033	BQM1-3034	BQM1-3035
		Con gancio	BQM1-3145	BQM1-3144	BQM1-3143	-	-	-	-	BQM1-3133	BQM1-3134	BQM1-3135
	22	Senza gancio	BQM2-3045	BQM2-3044	BQM2-3043	BQM2-3031	BQM2-3031	BQM2-3031	BQM2-3031	BQM2-3033	BQM2-3034	BQM2-3035
		Con gancio	BQM2-3145	BQM2-3144	BQM2-3143*	-	-	-	-	BQM2-3133*	BQM2-3134	BQM2-3135
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


SLOT	Contenuto	Conf.	Senza gancio	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio	3°-4°-5° con gancio canino torque 0°
18	1 kit	20 pcs.	BQM1-3001	BQM1-3301	BQM1-3401	BQM1-3401B
22	1 kit	20 pcs.	BQM2-3001	BQM2-3301	BQM2-3401	BQM2-3401B

* Per i ricambi del canino con Torque a 0°, aggiungere una **B** al codice (es.BQM2-1113**B**)

RICKETTS

SERIE QUEEN

Torque			0	0	+7	+14	+22	+22	+14	+7	0	0
Tip			0	0	+8	+10	+4	+4	+10	+8	0	0
in/out mm			0.6	0.6	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1	0.6	0.6
width mm			2.5	2.5	2.7	2.5	3.2	3.2	25	2.7	2.5	2.5
REF	18	Senza gancio				BQK1-3012	BQK1-3011	BQK1-3021	BQK1-3022			
		Con gancio	BQK1-3114	BQK1-3114	BQK1-3113	-	-	-	-	BQK1-3123	BQK1-3124	BQK1-3124
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Torque			0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
Tip			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
in/out mm			0.6	0.6	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.6	0.6
width mm			2.5	2.5	2.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	2.5	2.5
REF	18	Senza gancio				BQK1-3031	BQK1-3031	BQK1-3031	BQK1-3031			
		Con gancio	BQK1-3124	BQK1-3124	BQK1-3143	-	-	-	-	BQK1-3133	BQK1-3114	BQK1-3114
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


SLOT	Contenuto	Conf.	3°-4°-5° con gancio
18	1 Kit	20 pcs	BQK1-3401

TWEED

SERIE QUEEN



Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
in/out mm			0.84	0.84	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.84	0.84	
width mm			3.05	3.05	3.45	2.9	3.45	3.45	2.9	3.45	3.05	
REF	22	Senza gancio	BQE4-9014	BQE4-9014	-	BQE4-9012	BQE4-9011	BQE4-9021	BQE4-9022	-	BQE4-9024	BQE4-9024
		Con gancio	-	-	BQE4-9113	-	-	-	-	BQE4-9123	-	-
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10




Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
in/out mm			0.84	0.84	0.76	1.02	1.02	1.02	1.02	0.76	0.84	0.84
width mm			3.05	3.05	3.45	2.46	2.46	2.46	2.46	3.45	3.05	3.05
REF	22	Senza gancio	BQE4-9024	BQE4-9024	-	BQE4-9031	BQE4-9031	BQE4-9031	BQE4-9031	-	BQE4-9014	BQE4-9014
		Con gancio	-	-	BQE4-9143	-	-	-	-	BQE4-9133	-	-
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SLOT	Contenuto	Conf.	3° con gancio
22	1 kit	20 pcs.	BQE4-9301

SERIE QUEEN

NUOVO SELF-LIGATING

L'UNICO BRACKET SELF-LIGATING
**INTERAMENTE FRESATO CON
MACCHINE CNC A CONTROLLO
NUMERICO DIGITALE**



Garantisce
precisione al
micron e bassa
frizione.

Rapidità di
spostamento e
facile sostituzione
degli archi.

DESIGN UNICO DELLA CLIP

Facile da aprire e chiudere,
affidabile e di lunga durata



SCELTA DI TORQUE DIFFERENZIALI

Per ottimizzare il controllo
della rotazione nel
trattamento clinico



4 ALETTE

Spazio sotto le alette
sufficiente per un migliore
controllo della rotazione
nel trattamento finale



FRECCIA al LASER sulla CLIP

Per facilitare il corretto
posizionamento




MICROMORDENZATURA DELLA BASE E NUMERO IDENTIFICATIVO

Maggiore adesione e facile
da riconoscere



Torque			-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Tip			0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
in/out mm			0.74	0.74	0.59	0.89	0.67	0.67	0.89	0.59	0.74	0.74
width mm			2.9	2.9	3.0	2.7	3.4	3.4	2.7	3.0	2.9	2.9
REF	22	Senza gancio	-	-	-	SMM-3012	SMM2-3011	SMM2-3021	SMM2-3022	-	-	-
		Con gancio	SMM2-3114	SMM2-3114	SMM2-3113	-	-	-	-	SMM2-3123	SMM2-3124	SMM2-3124
Confezione			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Torque			-17°	-12°	-0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Tip			+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
in/out mm			1.07	1.07	0.81	1.0	1.0	1.0	1.0	0.81	1.07	1.07
width mm			2.9	2.9	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	2.9	2.9
REF	22	Senza gancio				SMM2-3031	SMM2-3031	SMM2-3031	SMM2-3031			
		Con gancio	SMM2-3145	SMM2-3144	SMM2-3143	--	--	--	--	SMM2-3133	SMM2-3134	SMM2-3135
Confezione			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SLOT	Contenuto	Codice
22	1 kit	SMM2-3407B



RICAMBI EXTRA TORQUE

HIGH


DENTE	TORQUE SUP	TORQUE INF.	SUP DX	SUP SX	INF DX	INF SX
Centrale	+22°	+11°	SMH2-3011	SMH2-3021	SMH2-3031	
Laterale	+13°		SMH2-3012	SMH2-3022		
Canino	+11°		SMH2-3113	SMH2-3123	SMH2-3143	SMH2-3133
1° Premolare	-4°	-5°	SMH2-3114	SMH2-3124	SMH2-3144	SMH2-3134
2° Premolare	-4°	-17°	SMH2-3115	SMH2-3125	SMH2-3145	SMH2-3135

LOW

DENTE	TORQUE SUP	TORQUE INF.	SUP DX	SUP SX	INF DX	INF SX
Centrale	+2°	-11°	SML2-3011	SML2-3021	SML2-3031L	
Laterale	-5°		SML2-3012	SML2-3022		
Canino	-9°	0°	SML2-3113	SML2-3123	SML2-3143	SML2-3133
1° Premolare	-11°	-12°	SML2-3114	SML2-3124	SML2-3144	SML2-3134
2° Premolare	-11°	-17°	SML2-3115	SML2-3125	SML2-3145	SML2-3135L

Q TORQUE


DENTE	TORQUE SUP	TORQUE INF.	SUP DX	SUP SX	INF DX	INF SX
Centrale	+17°	-3°	SMQ2-3011	SMQ2-3021	SMQ2-3031	
Laterale	+10°		SMQ2-3012	SMQ2-3022		
Canino	+6°	+7°	SMQ2-3113	SMQ2-3123	SMQ2-3143	SMQ2-3133
1° Premolare	-11°	-12°	SMQ2-3114	SMQ2-3124	SMQ2-3144	SMQ2-3134
2° Premolare	-11°	-17°	SMQ2-3115	SMQ2-3125	SMQ2-3145	SMQ2-3135



BRACKET

SUNFLOWER


SERIE SUNFLOWER



La serie Sunflower presenta la stessa base della serie Queen



Curvatura mesio
distale



Curvatura occluso
gingivale




Base mesh 80
con numero
identificativo

EDGEWISE

SERIE SUNFLOWER

Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm			0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
width mm			3.0	3.0	3.0	2.7	3.4	3.4	2.7	3.0	3.0	3.0
REF	18	Senza gancio	BSE1-1015	BSE1-1014	BSE1-1013	BSE1-1012	BSE1-1011	BSE1-1021	BSE1-1022	BSE1-1023	BSE1-1024	BSE1-1025
		Con gancio	BSE1-1115	BSE1-1114	BSE1-1113	-	-	-	-	BSE1-1123	BSE1-1124	BSE1-1125
	22	Senza gancio	BSE2-1015	BSE2-1014	BSE2-1013	BSE2-1012	BSE2-1011	BSE2-1021	BSE2-1022	BSE2-1023	BSE2-1024	BSE2-1025
		Con gancio	BSE2-1115	BSE2-1114	BSE2-1113	-	-	-	-	BSE2-1123	BSE2-1124	BSE2-1125
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10




Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm			0.6	0.6	0.6	0.65	0.65	0.65	0.65	0.6	0.6	0.6
width mm			3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0
REF	18	Senza gancio	BSE1-1045	BSE1-1044	BSE1-1043	BSE1-1031	BSE1-1031	BSE1-1031	BSE1-1031	BSE1-1033	BSE1-1034	BSE1-1035
		Con gancio	BSE1-1145	BSE1-1144	BSE1-1143	-	-	-	-	BSE1-1133	BSE1-1134	BSE1-1135
	22	Senza gancio	BSE2-1045	BSE2-1044	BSE2-1043	BSE2-1031	BSE2-1031	BSE2-1031	BSE2-1031	BSE2-1033	BSE2-1034	BSE2-1035
		Con gancio	BSE2-1145	BSE2-1144	BSE2-1143	-	-	-	-	BSE2-1133	BSE2-1134	BSE2-1135
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SLOT	Contenuto	Conf.	Senza gancio	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 kit	20 pcs.	BSE1-1001	BSE1-1301	BSE1-1401
22	1 kit	20 pcs.	BSE2-1001	BSE2-1301	BSE2-1401



Torque			-7°	-7°	-3°	+7°	+12°	+12°	+7°	-3°	-7°	-7°
Tip			0°	0°	+10°	+8°	+5°	+5°	+8°	+10°	0°	0°
in/out mm			0.6	0.6	0.5	1.1	0.5	0.5	1.1	0.5	0.6	0.6
width mm			2.9	2.9	3.0	2.7	3.2	3.2	2.7	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BSR1-1015	BSR1-1014	BSR1-1013	BSR1-1012	BSR1-1011	BSR1-1021	BSR1-1022	BSR1-1023	BSR1-1024	BSR1-1025
		Con gancio	BSR1-1115	BSR1-1114	BSR1-1113	-	-	-	-	BSR1-1123	BSR1-1124	BSR1-1125
	22	SRnza gancio	BSR2-1015	BSR2-1014	BSR2-1013	BSR2-1012	BSR2-1011	BSR2-1021	BSR2-1022	BSR2-1023	BSR2-1024	BSR2-1025
		Con gancio	BSR2-1115	BSR2-1114	BSR2-1113	-	-	-	-	BSR2-1123	BSR2-1124	BSR2-1125
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Torque			-22°	-17°	-7°	-1°	-1°	-1°	-1°	-7°	-17°	-22°
Tip			0°	0°	+6°	0°	0°	0°	0°	+6°	0°	0°
in/out mm			0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
width mm			2.85	2.85	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.85	2.85
REF	18	Senza gancio	BSR1-1045	BSR1-1044	BSR1-1043	BSR1-1031	BSR1-1031	BSR1-1031	BSR1-1031	BSR1-1033	BSR1-1034	BSR1-1035
		Con gancio	BSR1-1145	BSR1-1144	BSR1-1143	-	-	-	-	BSR1-1133	BSR1-1134	BSR1-1135
	22	Senza gancio	BSR2-1045	BSR2-1044	BSR2-1043	BSR2-1031	BSR2-1031	BSR2-1031	BSR2-1031	BSR2-1033	BSR2-1034	BSR2-1035
		Con gancio	BSR2-1145	BSR2-1144	BSR2-1143	-	-	-	-	BSR2-1133	BSR2-1134	BSR2-1135
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SLOT	Contenuto	Conf.	Senza gancio	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 kit	20 pcs.	BSR1-1001	BSR1-1301	BSR1-1401
22	1 kit	20 pcs.	BSR2-1001	BSR2-1301	BSR2-1401


*La versione della prescrizione non si intende convalidata dal Dr. Roth

MBT**

SERIE SUNFLOWER

La versione della prescrizione non si intende convalidata dai Dr.i Mc Laughlin - Bennett - Trevisi

Torque			-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Tip			0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
in/out mm			0.9	0.6	0.5	1.1	0.6	0.6	1.1	0.5	0.6	0.9
width mm			2.9	2.9	3.0	2.8	3.6	3.6	2.8	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BSM1-1015	BSM1-1014	BSM1-1013	BSM1-1012	BSM1-1011	BSM1-1021	BSM1-1022	BSM1-1023	BSM1-1024	BSM1-1025
		Con gancio	BSM1-1115	BSM1-1114	BSM1-1113	-	-	-	-	BSM1-1123	BSM1-1124	BSM1-1125
	22	Senza gancio	BSM2-1015	BSM2-1014	BSM2-1013	BSM2-1012	BSM2-1011	BSM2-1021	BSM2-1022	BSM2-1023	BSM2-1024	BSM2-1025
		Con gancio	BSM2-1115	BSM2-1114	BSM2-1113	-	-	-	-	BSM2-1123	BSM2-1124	BSM2-1125
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10




Torque			-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Tip			+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
in/out mm			0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6
width mm			2.9	2.9	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.9	2.9
REF	18	Senza gancio	BSM1-1045	BSM1-1044	BSM1-1043	BSM1-1031	BSM1-1031	BSM1-1031	BSM1-1031	BSM1-1033	BSM1-1034	BSM1-1035
		Con gancio	BSM1-1145	BSM1-1144	BSM1-1143	-	-	-	-	BSM1-1133	BSM1-1134	BSM1-1135
	22	Senza gancio	BSM2-1045	BSM2-1044	BSM2-1043	BSM2-1031	BSM2-1031	BSM2-1031	BSM2-1031	BSM2-1033	BSM2-1034	BSM2-1035
		Con gancio	BSM2-1145	BSM2-1144	BSM2-1143	-	-	-	-	BSM2-1133	BSM2-1134	BSM2-1135
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


SLOT	Contenuto	Conf.	Senza gancio	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 kit	20 pcs.	BSM1-1001	BSM1-1301	BSM1-1401
22	1 kit	20 pcs.	BSM2-1001	BSM2-1301	BSM2-1401

SERIE BIDIMENSIONALE

NEW BOSTON




Base Mesh 80



SERIE BIDIMENSIONALE NEW BOSTON

Torque			0°	0°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	0°	0°
Tip			0°	0°	0°	+9°	+5°	+5°	+9°	0°	0°	0°
in/out mm			0.7	0.7	0.7	1.25	0.9	0.9	1.25	0.7	0.7	0.7
width mm			2.8	2.8	3	2.8	3.2	3.2	2.8	3	2.8	2.8
REF	18	Senza gancio				BVR1-0012	BVR1-0011	BVR1-0021	BVR1-0022			
		Con gancio				-	-	-	-			
	22	Senza gancio	BVE2-0014	BVE2-0014	BVR2-0013					BVR2-0023	BVE2-0014	BVE2-0014
		Con gancio	BVE2-0114	BVE2-0114	BVR2-0113	-	-	-	-	BVR2-0123	BVE2-0124	BVE2-0124
Confezione			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip			0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm			0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
width mm			2.8	2.8	3	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.8
REF	18	Senza gancio				BVE1-0031	BVE1-0031	BVE1-0031	BVE1-0031		
		Con gancio				-	-	-	-		
	22	Senza gancio	BVE2-0014	BVE2-0014	BVR2-0043					BVR2-0033	BVE2-0014
		Con gancio	BVE2-0124	BVR2-0124	BVR2-0143	-	-	-	-	BVR2-0133	BVE2-0114
Confezione			10	10	10	10	10	10	10	10	10

3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
BVE2-6301R	BVE2-6401R

NUOVA SERIE LINGUALE

Slot .018 su anteriori e canini e .022 su 4° e 5°
per il controllo bidimensionale.




BASSO PROFILO

2 alette
per facilitare la rotazione.

LINGUALE

Torque		9°	9°	-11°	-11°	-55°	-55°	-55°	-55°	-55°	-55°	-11°	-11°	9°	9°
Tip		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm		0.9	0.9	0.7	0.7	1	1	1	1	1	1	0.7	0.7	0.9	0.9
width mm		3.0	3.0	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	3.0	3.0
Slot	18			...	...	TB71-2113	TB71-2111	TB71-2111	TB71-2111	TB71-2111	TB71-2113				
	22	J772-5111	J672-8111	TB72-2114	TB72-2114							TB72-2114	TB72-2114	J672-8121	J772-5121
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Torque		-9°	-9°	-11°	-11°	-40°	-40°	-40°	-40°	-40°	-40°	-11°	-11°	-9°	-9°
Tip		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm		0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9
width mm		3.0	3.0	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	3.0	3.0
Slot	18					TB71-2133	TB71-2131	TB71-2131	TB71-2131	TB71-2131	TB71-2133				
	22	J772-5141	J672-8141	TB72-2114	TB72-2114							TB72-2114	TB72-2114	J672-8131	J772-5131
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Contenuto	Conf.	3° con gancio
1 KIT	28 PCS	TB73-24J7

BRACKET
ESTETICI



SUPER CLEAR

CERAMICA



Alette rinforzate

Slot di precisione a bassa frizione

Ceramica pluricristallina

Massima resistenza cromatica


Bondaggio come attacco di metallo

Base a ritenzione meccanica



La versione della prescrizione non si intende convalidata dai Dr.i Mc Laughlin - Bennett - Trevisi


Torque		-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Tip		0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
in/out mm		1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0
width mm		3.3	3.3	3.3	3.26	3.26	3.26	3.26	3.3	3.3	3.3
18	Senza gancio	CMM1-0015	CMM1-0014	CMM1-0013	CMM1-0012	CMM1-0011	CMM1-0021	CMM1-0022	CMM1-0023	CMM1-0024	CMM1-0025
	Con gancio	CMM1-0115	CMM1-0114	CMM1-0113	-	-	-	-	CMM1-0123	CMM1-0124	CMM1-0125
22	Senza gancio	CMM2-0015	CMM2-0014	CMM2-0013	CMM2-0012	CMM2-0011	CMM2-0021	CMM2-0022	CMM2-0023	CMM2-0024	CMM2-0025
	Con gancio	CMM2-0115	CMM2-0114	CMM2-0113	-	-	-	-	CMM2-0123	CMM2-0124	CMM2-0125
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Torque		-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Tip		0°	0°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	0°	0°
in/out mm		1.0	1.0	1.0	1.23	1.23	1.23	1.23	1.0	1.0	1.0
width mm		3.3	3.3	3.3	2.88	2.88	2.88	2.88	3. 3	3.3	3.3
18	Senza gancio	CMM1-0045	CMM1-0044	CMM1-0043	CMM1-0031	CMM1-0031	CMM1-0031	CMM1-0031	CMM1-0033	CMM1-0034	CMM1-0035
	Con gancio	CMM1-0145	CMM1-0144	CMM1-0143	-	-	-	-	CMM1-0133	CMM1-0134	CMM1-0135
22	Senza gancio	CMM2-0045	CMM2-0044	CMM2-0043	CMM2-0031	CMM2-0031	CMM2-0031	CMM2-0031	CMM2-0033	CMM2-0034	CMM2-0035
	Con gancio	CMM2-0145	CMM2-0144	CMM2-0143	-	-	-	-	CMM2-0133	CMM2-0134	CMM2-0135
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SLOT	Contenuto	Conf.	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 Kit	20 pcs	CMM1-0301	CMM1-0401
22	1 Kit	20 pcs	CMM2-0301	CMM2-0401

Torque			-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Tip			0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
in/out mm			1.0	1.0	0.7	1.48	1.22	1.22	1.48	0.7	1.0	1.0
width mm			3.3	3.3	3.3	3.3	3.65	3.65	3.3	3.3	3.3	3.3
REF	18	Senza gancio	CMR1-0015	CMR1-0014	CMR1-0013	CMR1-0012	CMR1-0011	CMR1-0021	CMR1-0022	CMR1-0023	CMR1-0024	CMR1-0025
		Con gancio	CMR1-0115	CMR1-0114	CMR1-0113	-	-	-	-	CMR1-0123	CMR1-0124	CMR1-0125
	22	Senza gancio	CMR2-0015	CMR2-0014	CMR2-0013	CMR2-0012	CMR2-0011	CMR2-0021	CMR2-0022	CMR2-0023	CMR2-0024	CMR2-0025
		Con gancio	CMR2-0115	CMR2-0114	CMR2-0113	-	-	-	-	CMR2-0123	CMR2-0124	CMR2-0125
Confezione			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Torque			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip			0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
in/out mm			1.05	1.05	0.82	1.43	1.43	1.43	1.43	0.82	1.05	1.05
width mm			3.05	3.05	3.3	2.83	2.83	2.83	2.83	3.3	3.05	3.05
REF	18	Senza gancio	CMR1-0045	CMR1-0044	CMR1-0043	CMR1-0031	CMR1-0031	CMR1-0031	CMR1-0031	CMR1-0033	CMR1-0034	CMR1-0035
		Con gancio	CMR1-0145	CMR1-0144	CMR1-0143	-	-	-	-	CMR1-0133	CMR1-0134	CMR1-0135
	22	Senza gancio	CMR2-0045	CMR2-0044	CMR2-0043	CMR2-0031	CMR2-0031	CMR2-0031	CMR2-0031	CMR2-0033	CMR2-0034	CMR2-0035
		Con gancio	CMR2-0145	CMR2-0144	CMR2-0143	-	-	-	-	CMR2-0133	CMR2-0134	CMR2-0135
Confezione			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SLOT	Contenuto	Conf.	3° con gancio	3°-4°-5° con gancio
18	1 KIT	20 PCS	CMR1-0301	CMR1-0401
22	1 Kit	28 pcs	CMR2-0301	CMR2-0401

*La versione della prescrizione non si intende convalidata dal Dr. Roth

EDGEWISE

SERIE SUPER CLEAR

Torque		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
width mm		3.35	3.35	3.35	3.35	3.65	3.65	3.35	3.35	3.35	3.35
22	Senza gancio	CME2-0015	CME2-0014	CME2-0013	CME2-0012	CME2-0011	CME2-0021	CME2-0022	CME2-0023	CME2-0024	CME2-0025
	Con gancio	CME2-0115	CME2-0114	CME2-0113	-	-	-	-	CME2-0123	CME2-0124	CME2-0125
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Torque		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tip		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
in/out mm		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
width mm		3.35	3.35	3.35	2.86	2.86	2.86	2.86	3.35	3.35	3.35
22	Senza gancio	CME2-0045	CME2-0044	CME2-0043	CME2-0031	CME2-0031	CME2-0031	CME2-0031	CME2-0033	CME2-0034	CME2-0035
	Con gancio	CME2-0145	CME2-0144	CME2-0143	-	-	-	-	CME2-0133	CME2-0134	CME2-0135
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SLOT	Contenuto	Conf.	No gancio	3° gancio	3°-4°-5° con gancio
22	1 Kit	20 pcs	CME2-0001	CME2-0301	CME2-0401

SERIE MISO PLUS

ZAFFIRO

Profilo basso

Contrassegno colorato

Design arrotondato

Ceramica monocristallina:
tre volte più resistente
della ceramica pluricristallina



**Base a ritenzione meccanica
realizzata con tecnica RMM
per massima adesione
e facile debonding**

ROTH*

SERIE MISO PLUS

Torque		-7	-7	-2	8	11	11	8	-2	-7	-7	
Tip		0	0	8	9	4	4	9	8	0	0	
Offset		2°D	2°D	2°M	0	0	0	0	2°M	2°D	2°D	
In Out	Senza gancio	0.89	0.89	0.85	1.24	0.77	0.77	1.24	0.85	0.89	0.89	
	Con gancio	0.81	0.81	0.75	-	-	-	-	0.75	0.81	0.81	
Size	Senza gancio	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
	Con gancio	4.7	4.7	4.7	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7	
REF	18	Senza gancio	MPS181-105	MPS181-104	MPS181-103	MPS181-102	MPS181-101	MPS181-201	MPS181-202	MPS181-203	MPS181-204	MPS181-205
		Con gancio	MPS181-155	MPS181-144	MPS181-133	-	-	-	-	MPS181-233	MPS181-244	MPS181-255
	22	Senza gancio	MPS221-105	MPS221-104	MPS221-103	MPS221-102	MPS221-101	MPS221-201	MPS221-202	MPS221-203	MPS221-204	MPS221-205
		Con gancio	MPS221-155	MPS221-144	MPS221-133	-	-	-	-	MPS221-233	MPS221-244	MPS221-255
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	



Torque			-17	-17	-11	0	0	0	0	-11	-17	-17
Tip			0	0	2°	0	0	0	0	2°	0	0
Offset			0	0	2°M	0	0	0	0	2°M	0	0
In/Out	Senza gancio	0.98	0.88	0.83	1.1	1.1	1.1	1.1	0.83	0.88	0.98	
	Con gancio	0.87	0.79	0.73	-	-	-	-	0.73	0.79	0.87	
Size	Senza gancio	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
	Con gancio	4.7	4.7	4.7	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7	
Rif	18	Senza gancio	MPS181-305	MPS181-304	MPS181-303	MPS181-312	MPS181-312	MPS181-312	MPS181-312	MPS181-403	MPS181-404	MPS181-405
		Con gancio	MPS181-355	MPS181-344	MPS181-333					MPS181-433	MPS181-444	MPS181-455
	22	Senza gancio	MPS221-305	MPS221-304	MPS221-303	MPS221-312	MPS221-312	MPS221-312	MPS221-312	MPS221-403	MPS221-404	MPS221-405
		Con gancio	MPS221-355	MPS221-344	MPS221-333	-	-	-	-	MPS221-433	MPS221-444	MPS221-455
Conf.			2	2	2	2	2	2	2	2	2	

KIT .018	MPS 181-555
KIT .022	MPS 221-555

Disponibile anche tecnica Edgewise: MBS220-550

La versione della prescrizione non si intende convalidata dai Dr.i Mc Laughlin - Bennett - Trevisi

Torque		-8	-8	-8	11	18	18	11	-8	-8	-8	
Tip		0	0	8	9	4	4	9	8	0	0	
Offset		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
In Out	Senza gancio	0.9	0.9	0.75	1.3	0.99	0.99	1.3	0.75	0.9	0.9	
	Con gancio		1.3	0.99	0.99	1.3	0.75	-	0.63	1	1	
Size	Senza gancio		0.9	0.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
	Con gancio	1	1	0.63	-	-	-	-	0.63	1	1	
REF	18	Senza gancio	MPS182-105	MPS182-104	MPS182-103	MPS182-102	MPS182-101	MPS182-201	MPS182-202	MPS182-203	MPS182-204	MPS182-205
		Con gancio	MPS182-155	MPS182-144	MPS182-133	-	-	-	-	MPS182-233	MPS182-244	MPS182-255
	22	Senza gancio	MPS222-105	MPS222-104	MPS222-103	MPS222-102	MPS222-101	MPS222-201	MPS222-202	MPS222-203	MPS222-204	MPS222-205
		Con gancio	MPS222-155	MPS222-144	MPS222-133	-	-	-	-	MPS222-233	MPS222-244	MPS222-255
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	



Torque		-18	-13	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-13	-18	
Tip		2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	
Offset		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
In Out	Senza gancio	0.98	0.95	0.85	1.15	1.15	1.15	1.15	0.85	0.95	0.98	
	Con gancio	0.83	0.83	0.75	-	-	-	-	0.75	0.83	0.83	
Size	Senza gancio	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
	Con gancio	4.7	4.7	4.7	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7	
REF	18	Senza gancio	MPS182-305	MPS182-304	MPS182-303	MPS182-312	MPS182-312	MPS182-312	MPS182-312	MPS182-403	MPS182-404	MPS182-405
		Con gancio	MPS182-355	MPS182-344	MPS182-333					MPS182-433	MPS182-444	MPS182-455
	22	Senza gancio	MPS222-305	MPS222-304	MPS222-303	MPS222-312	MPS222-312	MPS222-312	MPS222-312	MPS222-403	MPS222-404	MPS222-405
		Con gancio	MPS222-355	MPS222-344	MPS222-333	-	-	-	-	MPS222-433	MPS222-444	MPS222-455
Confezione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

KIT .018	MPS 182-555
KIT .022	MPS 222-555

SMILE FLEX | SMILE PLUS | SMILE PRO

LA SISTEMATICA INVISIBILE JOSEPH GIORDANETTO PER ANDARE OLTRE L'ALLINEATORE



smile
engineering




La **Sistematica Joseph Giordanetto** parte dall'esperienza dell'ortodontista, proponendo la **soluzione OTTIMALE** del caso e **NON** una soluzione che a priori debba essere solo ed esclusivamente con gli allineatori.

TERAPIA SOLO CON ALLINEATORI



TERAPIA COMBINATA



SMILE PLUS IL TRATTAMENTO COMPLETO

Il piano di trattamento All Inclusive studiato e realizzato dal Prof. Giordanetto

01. Invio gratuito delle fotografie per una valutazione in 2 gg.
02. Invio dell'impronta digitale o in silicone
03. Elaborazione del piano cura da parte del Prof. Giordanetto. Video 3D preview
04. Consegna del piano di trattamento e del set di allineatori


IL PIANO CURA PREVEDE CHECK INTERMEDI PER VERIFICARE LA RISPOSTA DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO ED APPORTARE EVENTUALI CORREZIONI, CHE RIDURRANNO I TEMPI DI FINITURA.




SMILE FLEX

Il protocollo dedicato all'ortodontista

01. Installazione Software **Smile Pro**
02. Invio impronte in **formato STL**
03. Elaborazione di un set-up iniziale da parte di Smile Engineering, che lo caricherà sulla piattaforma
04. L'ortodontista personalizza il proprio piano cura, seleziona lo spessore, il tipo di taglio e la quantità di allineatori
05. **Conferma produzione**



TERAPIA COMBINATA



IL TEMPO DI TRATTAMENTO SI RIDUCE DI 1/3



INIZIO TRATTAMENTO



PRIMO ARCO



INIZIO FASE ALLINEATORI
DOPO 5 MESI DI LINGUALE




FINE TRATTAMENTO
DOPO 10 MESI

Il tempo del trattamento **si riduce di 1/3** rispetto alla terapia con soli allineatori con risultati visibili già **dopo i primi 4 mesi**, che motivano il paziente a proseguire, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del dentista.

L'utilizzo dell'apparecchio linguale **non compromette l'invisibilità del trattamento**, essendo il dispositivo ortodontico più discreto ed invisibile in assoluto.


La **sistematica Giordanetto**, prevedendo un piano di trattamento **"all-inclusive"**, gestisce entrambe le fasi, fornendo gli attacchi linguali **montati su una dima** per il trasferimento in bocca.



TUBI

TUBI DIRETTI QUEEN

PER 1° E 2° MOLARE



Base mesh 80
micromordenzata



TUBI DIRETTI QUEEN 1° MOLARE - SING. NON CONVERTIBILE
CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non Convertibile	
						.022	.018
Roth*	16	-10°	7°	0.65	3.8	TQR2-21163	TQR1-21163
	26	-10°	7°	0.65	3.8	TQR2-21263	TQR1-21263
	36	-25°	6°	0.65	3.8	TQR2-21363	TQR1-21363
	46	-25°	6°	0.65	3.8	TQR2-21463	TQR1-21463
MBT**	16	-14°	10°	0.65	3.8	TQM2-21163	TQM1-21163
	26	-14°	10°	0.65	3.8	TQM2-21263	TQM1-21263
	36	-20°	0°	0.7	3.8	TQM2-21363	TQM1-21363
	46	-20°	0°	0.7	3.8	TQM2-21463	TQM1-21463
Edgewise	16/36	0°	0°	0.6	3.8	TQE2-21163	TQE1-21163
	26/46	0°	0°	0.6	3.8	TQE2-21263	TQE1-21263

TUBI DIRETTI QUEEN 2° MOLARE - SING. NON CONVERTIBILE
CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non Convertibile	
						.022	.018
Roth*	17	-10°	6°	0.65	3.2	TQR2-21173	TQR1-21173
	27	-10°	6°	0.65	3.2	TQR2-21273	TQR1-21273
	37	-30°	6°	0.65	3.2	TQR2-21373	TQR1-21373
	47	-30°	6°	0.65	3.2	TQR2-21473	TQR1-21473
MBT**	17	-14°	10°	0.65	3.2	TQM2-21173	TQM1-21173
	27	-14°	10°	0.65	3.2	TQM2-21273	TQM1-21273
	37	-15°	0°	0.7	3.2	TQM2-21373	TQM1-21373
	47	-15°	0°	0.7	3.2	TQM2-21473	TQM1-21473
Edgewise	17/37	0°	0°	0.6	3.2	TQE2-21173	TQE1-21173
	27/47	0°	0°	0.6	3.2	TQE2-21273	TQE1-21273

TUBI DIRETTI MINI QUEEN

2° MOLARE



Basso profilo

Ingresso mesiale svasato
per facilitare l'inserimento dell'arco

Tacca di presa laterale

Base compound contour
per un perfetto adattamento al dente

Tecniche: Roth - MBT - Edgewise
Slot: .018-.022

TUBI DIRETTI MINI QUEEN 2° MOLARE - SING. NON CONVERTIBILE

CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non Convertibile	
						.022	.018
Roth	17	-14°	10°	0.7	2.5	TQR2-41173	TQR1-41173
	27	-14°	10°	0.7	2.5	TQR2-41273	TQR1-41273
	37	-25°	4°	0.72	2.5	TQR2-41373	TQR1-41373
	47	-25°	4°	0.72	2.5	TQR2-41473	TQR1-41473
MBT**	16	-14°	4°	0.7	2.5	TQM2-41173	TQM1-41173
	26	-14°	4°	0.7	2.5	TQM2-41273	TQM1-41273
	36	-10°	0°	0.72	2.5	TQM2-41373	TQM1-41373
	46	-10°	0°	0.72	2.5	TQM2-41473	TQM1-41473

TUBI DIRETTI 1° MOLARE - SING. CONVERTIBILE
CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Convertibile	
						.022	.018
ROTH*/MBT**	16	-14°	+7°	0.5	4	TDR2-11160	TDR1-11160
	26	-14°	+7°	0.5	4	TDR2-11260	TDR1-11260
ROTH*	36	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-11360	TDR1-11360
	46	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-11460	TDR1-11460
MBT**	36	-20°	0°	0.5	4	TDM2-11360	TDM1-11360
	46	-20°	0°	0.5	4	TDM2-11460	TDM1-11460
EDGEWISE	16/36	0°	0°	0.5	4	TDE2-11160	TDE1-11160
	26/46	0°	0°	0.5	4	TDE2-11260	TDE1-11260

TUBI DIRETTI RICKETTS 1° MOLARE - DOPPIO NON CONVERTIBILE
CONF. 10 PZ



Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non convertibile	
						.018	
RICKETTS	16/36	0°	0°	0.5	4	TDE1-22160e	
	26/46	0°	0°	0.5	4	TDE1-22260e	

TUBI DIRETTI 1° MOLARE - DOPPIO CONF. 10 PZ



Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF			
						Non Convertibile		Convertibile	
						.022	.018	.022	.018
ROTH*/MBT**	16	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-23160	TDR1-23160	TDR2-13160	TDR1-13160
	26	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-23260	TDR1-23260	TDR2-13260	TDR1-13260
ROTH*	36	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-23360	TDR1-23360	TDR2-13360	TDR1-13360
	46	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-23460	TDR1-23460	TDR2-13460	TDR1-13460
MBT**	36	-20°	0°	0.5	4	TDM2-23360	TDM1-23360	TDM2-13360	TDM1-13360
	46	-20°	0°	0.5	4	TDM2-23460	TDM1-23460	TDM2-13460	TDM1-13460
EDGEWISE	16/36	0°	10°	0.5	4	TDE2-23160	TDE1-23160	TDE2-13160	TDE1-13160
	26/46	0°	10°	0.5	4	TDE2-23260	TDE1-23260	TDE2-13260	TDE1-13260

TUBI DIRETTI 1° MOLARE - TRIPLO CONVERTIBILE CONF. 10 PZ



Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Convertibile	
						.022	
ROTH*/MBT**	16	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-14160	
	26	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-14260	
EDGEWISE	16/36	0°	0°	0.5	4	TDE2-14160	
	26/46	0°	0°	0.5	4	TDE2-14260	

BRACKET 1° MOLARE CONF. 10 PZ



Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non Convertibile	
						.022	.018
ROTH*	16	-10°	7°	0.65	3.8	TQR2-31160	TQR1-31160
	26	-10°	7°	0.65	3.8	TQR2-31260	TQR1-31260
	36	-25°	6°	0.65	3.8	TQR2-31360	TQR1-31360
	46	-25°	6°	0.65	3.8	TQR2-31460	TQR1-31460
MBT**	16	-14°	10°	0.65	3.8	TQM2-31160	TQM1-31160
	26	-14°	10°	0.65	3.8	TQM2-31260	TQM1-31260
	36	-20°	0°	0.65	3.8	TQM2-31360	TQM1-31360
	46	-20°	0°	0.65	3.8	TQM2-31460	TQM1-31460
EDGEWISE	16/36	0°	0°	0.65	3.8		
	26/46	0°	0°	0.65	3.8		

TUBI DA PUNTARE – 1° MOLARE SINGOLO CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF			
						Non Convertibile		Convertibile	
						.022	.018	.022	.018
ROTH*/MBT**	16	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-61160	TDR1-61160	TDR2-51160	TDR1-51160
	26	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-61260	TDR1-61260	TDR2-51260	TDR1-51260
ROTH*	36	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-61360	TDR1-61360	TDR2-51360	TDR1-51360
	46	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-61460	TDR1-61460	TDR2-51460	TDR1-51460
MBT**	36	-20°	0°	0.5	4	TDM2-61360	TDM1-61360	TDM2-51360	TDM1-51360
	46	-20°	0°	0.5	4	TDM2-61460	TDM1-61460	TDM2-51460	TDM1-51460
EDGEWISE	16/36	0°	0°	0.5	4	TDE2-61160	TDE1-61160	TDE2-51160	TDE1-51160
	26/46	0°	0°	0.5	4	TDE2-61260	TDE1-61260	TDE2-51260	TDE1-51260

TUBI DA PUNTARE – 2° MOLARE - SINGOLO NON CONVERTIBILE CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non Convertibile	
						.022	.018
ROTH*/MBT**	16	-14°	+10°	0.5	3.2	TDR2-61170	TDR1-61170
	26	-14°	+10°	0.5	3.2	TDR2-61270	TDR1-61270
ROTH*	36	-25°	+4°	0.5	3.2	TDR2-61370	TDR1-61370
	46	-25°	+4°	0.5	3.2	TDR2-61470	TDR1-61470
MBT**	36	-20°	0°	0.5	3.2	TDM2-61370	TDM1-61370
	46	-20°	0°	0.5	3.2	TDM2-61470	TDM1-61470
EDGEWISE	16/36	0°	0°	0.5	3.2	TDE2-61170	TDE1-61170
	26/46	0°	0°	0.5	3.2	TDE2-61270	TDE1-61270

TUBI DA PUNTARE – RICKETTS 1° MOLARE NON CONVERTIBILE CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF	
						Non Convertibile	
						.018	
RICKETTS	16/36	0°	0°	0.5	4	TDE1-62160e	
	26/46	0°	0°	0.5	4	TDE1-62260e	

TUBI DA PUNTARE - 1° MOLARE DOPPIO CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF			
						Non Convertibile		Convertibile	
						.022	.018	.022	.018
ROTH*/MBT**	16	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-63160	TDR1-63160	TDR2-53160	TDR1-53160
	26	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-63260	TDR1-63260	TDR2-53260	TDR1-53260
ROTH*	36	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-63360	TDR1-63360	TDR2-53360	TDR1-53360
	46	-25°	+4°	0.5	4	TDR2-63460	TDR1-63460	TDR2-53460	TDR1-53460
MBT**	36	-20°	0°	0.5	4	TDM2-63360	TDM1-63360	TDM2-53360	TDM1-53360
	46	-20°	0°	0.5	4	TDM2-63460	TDM1-63460	TDM2-53460	TDM1-53460
EDGEWISE	16/36	0°	10°	0.5	4	TDE2-63160	TDE1-63160	TDE2-53160	TDE1-53160
	26/46	0°	10°	0.5	4	TDE2-63260	TDE1-63260	TDE2-53260	TDE1-53260

TUBI DA PUNTARE - 1° MOLARE TRIPLO CONVERTIBILE CONF. 10 PZ

Tecnica	Dente	Torque	Offset	In/out	M/D mm.	REF			
						Non Convertibile		Convertibile	
						.022	.018	.022	.018
ROTH*/MBT**	16	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-64160	TDR1-64160	TDR2-54160	TDR1-54160
	26	-14°	+10°	0.5	4	TDR2-64260	TDR1-64260	TDR2-54260	TDR1-54260
EDGEWISE	16/36	0°	0°	0.5	4	--	--	TDE2-54160	TDE1-54160
	26/46	0°	0°	0.5	4	--	--	TDE2-54260	TDE1-54260

* La versione Roth non si intende convalidata dal Dr. Roth
** La versione MBT non si intende convalidata di Dr.i Mc Laughlin - Bennett - Trevisi



GRU37

The image shows two metallic rings. The top ring is engraved with the text 'GRU37' and a logo on its right side. The logo consists of a stylized 'E' with a circle inside, and a small registered trademark symbol (®) below it. The bottom ring is plain and unengraved. Both rings are made of a polished, reflective metal.

BANDE

Superficie interna mordenzata

Forma anatomica

Marcatura laser

Possibili combinazioni



+



+



Bande 1° molare

Tubi buccali 1° molare

sheath linguali



+



+



Bande 2° molare

Tubi buccali 2° molare

Cleat linguali

BANDE SERIE QUEEN - 1° MOLARE
Superficie interna mordenzata | Conf. 5pz



RS Medico	3M Unitek	16 UR	26 UL	36 LL	46 LR
31	31	D60021-31	D60022-31	D60023-31	D60024-31
31+	31,5	D60021-31+	D60022-31+	D60023-31+	D60024-31+
32	32	D60021-32	D60022-32	D60023-32	D60024-32
32+	32,5	D60021-32+	D60022-32+	D60023-32+	D60024-32+
33	33	D60021-33	D60022-33	D60023-33	D60024-33
33+	33,5	D60021-33+	D60022-33+	D60023-33+	D60024-33+
34	34	D60021-34	D60022-34	D60023-34	D60024-34
34+	34,5	D60021-34+	D60022-34+	D60023-34+	D60024-34+
35	35	D60021-35	D60022-35	D60023-35	D60024-35
35+	35,5	D60021-35+	D60022-35+	D60023-35+	D60024-35+
36	36	D60021-36	D60022-36	D60023-36	D60024-36
36+	36,5	D60021-36+	D60022-36+	D60023-36+	D60024-36+
37	37	D60021-37	D60022-37	D60023-37	D60024-37
37+	37,5	D60021-37+	D60022-37+	D60023-37+	D60024-37+
38	38	D60021-38	D60022-38	D60023-38	D60024-38
38+	38,5	D60021-38+	D60022-38+	D60023-38+	D60024-38+
39	39	D60021-39	D60022-39	D60023-39	D60024-39
39+	39,5	D60021-39+	D60022-39+	D60023-39+	D60024-39+
40	40	D60021-40	D60022-40	D60023-40	D60024-40
40+	40,5	D60021-40+	D60022-40+	D60023-40+	D60024-40+
41	41	D60021-41	D60022-41	D60023-41	D60024-41
41+	41,5	D60021-41+	D60022-41+	D60023-41+	D60024-41+
42	42	D60021-42	D60022-42	D60023-42	D60024-42
42+	42,5	D60021-42+	D60022-42+	D60023-42+	D60024-42+
43	43	D60021-43	D60022-43	D60023-43	D60024-43
43+	43,5	D60021-43+	D60022-43+	D60023-43+	D60024-43+
44	44	D60021-44	D60022-44	D60023-44	D60024-44

Su richiesta, kit da 50/100pz

BANDE SERIE QUEEN - 2° MOLARE
Superficie interna mordenzata | Conf. 5pz



RS Medico	3M Unitek	16 UR	26 UL	36 LL	46 LR
31	31	D70021-31	D70022 -31	D70023 -31	D70024 -31
31+	31,5	D70021-31+	D70022 -31+	D70023 -31+	D70024 -31+
32	32	D70021-32	D70022 -32	D70023 -32	D70024 -32
32+	32,5	D70021-32+	D70022 -32+	D70023 -32+	D70024 -32+
33	33	D70021-33	D70022 -33	D70023 -33	D70024 -33
33+	33,5	D70021-33+	D70022 -33+	D70023 -33+	D70024 -33+
34	34	D70021-34	D70022 -34	D70023 -34	D70024 -34
34+	34,5	D70021-34+	D70022 -34+	D70023 -34+	D70024 -34+
35	35	D70021-35	D70022 -35	D70023 -35	D70024 -35
35+	35,5	D70021-35+	D70022 -35+	D70023 -35+	D70024 -35+
36	36	D70021-36	D70022 -36	D70023 -36	D70024 -36
36+	36,5	D70021-36+	D70022 -36+	D70023 -36+	D70024 -36+
37	37	D70021-37	D70022 -37	D70023 -37	D70024 -37
37+	37,5	D70021-37+	D70022 -37+	D70023 -37+	D70024 -37+
38	38	D70021-38	D70022 -38	D70023 -38	D70024 -38
38+	38,5	D70021-38+	D70022 -38+	D70023 -38+	D70024 -38+
39	39	D70021-39	D70022 -39	D70023 -39	D70024 -39
39+	39,5	D70021-39+	D70022 -39+	D70023 -39+	D70024 -39+
40	40	D70021-40	D70022 -40	D70023 -40	D70024 -40
40+	40,5	D70021-40+	D70022 -40+	D70023 -40+	D70024 -40+
41	41	D70021-41	D70022 -41	D70023 -41	D70024 -41
41+	41,5	D70021-41+	D70022 -41+	D70023 -41+	D70024 -41+
42	42	D70021-42	D70022 -42	D70023 -42	D70024 -42
42+	42,5	D70021-42+	D70022 -42+	D70023 -42+	D70024 -42+
43	43	D70021-43	D70022 -43	D70023 -43	D70024 -43
43+	43,5	D70021-43+	D70022 -43+	D70023 -43+	D70024 -43+
44	44	D70021-44	D70022 -44	D70023 -44	D70024 -44

TABELLA DI CONVERSIONE PER 1° MOLARE - SUPERIORE UR/UL

RS Medico	3M Unitek	GAC	DENTAURUM STANDARD	LEONE	ORMCO	American orthodontics
31	31	4	8	6	6	1.5
31,5	31+	5		7	7	
32	32	5	9	8	8	2
32,5	32+	6		9	9	2.5
			10			
					10	
33	33	7	11	10	11	3
33,5	33+	8	12			
34	34	9	13	11	12	3.5
			14	12	13	
34,5	34+	10	15	13	14	4
35	35	11	16	14	15	4.5
		12		15		
35,5	35+	13	17	16		5
36	36	14	18	17	17	6
36,5	36+	16	19	18	18	6.5
				19	19	
37	37	17	20	20	20	7
			21	21		
37,5	37+	18	22	22	21	7.5
38	38	20	23	23	22	8
38,5	38+	21	24	24	23	8.5
39	39	22	25	25	24	9
			26	26	25	
39,5	39+	23	27	27	27	10
40	40	21			28	
40,5	40+	24	28	28	29	10.5
			29			
41	41	25	30	29	30	11
			31	30		
				31		
41,5	41+	26	32	32	31	12
42	42					
42,5	42+					
43	43					
43,5	43+					
44	44					

La conversione è a titolo indicativo e senza garanzia

TABELLA DI CONVERSIONE PER 1° MOLARE - INFERIORE LR/LL

RS Medico	3M Unitek	GAC	DENTAURUM STANDARD	LEONE	ORMCO	American orthodontics
31	31	9	6	7	5	1.5
			7			
31,5	31+	10	8	8	7	
32	32	11	9	9	8	2
32,5	32+		10		9	3
33	33	12	12	10	11	
33,5	33+	13	13	11	12	
34	34	14	14	12	14	3.5
34,5	34+	15	15	13		
35	35	16	16	14	16	4
35,5	35+	17	17	16	17	5
36	36	18	18	17	18	5.5
		19		18		
		20	19	19	19	20
36,5	36+	21	20	20	20	6
37	37	22	21	21	21	7
37,5	37+	23	22	23	22	7.5
			23		23	
38	38	24	24	24	24	8
38,5	38+	25	25		25	
39	39	26	26	25	26	8.5
39,5	39+	27	27	26	27	9
		28	28	27	28	29
40	40	29	29	28	29	9.5
40,5	40+	30	30	29		10
41	41	31	31	30	30	11
41,5	41+	32	32	31		31

La conversione è a titolo indicativo e senza garanzia

TABELLA DI CONVERSIONE PER 2° MOLARE - SUPERIORE UR/UL

RS Medico	3M Unitek	GAC	DENTAURUM STANDARD	LEONE	ORMCO	American orthodontics
28	28		1	1		
28,5	28+	1	2	2		
29	29	2	3	3		
29,5	29+	3	4	4		
			5	5	1	
30	30	4	6	6		
30,5	30+		7	7	2	
			8	8		
31	31	5	9	9	3	
31,5	31+	6	10	10	4	
32	32	7	11	11	5	1,5
		8	12	12	6	
32,5	32+	9	13	13	7	2
33	33	10	14	14	8	2,5
		11			9	
33,5	33+	12	15	15	10	3
34	34	13	16	16	11	3,5
					12	4
34,5	34+	14	17	17	13	4,5
		15			14	
35	35	16	18	18	15	5
		17	19	19	16	
35,5	35+	18	20	20	17	5,5
36	36	19	21	21	18	6
36,5	36+	20	22	22	19	6,5
		21	23	23		
37	37	22	24	24	20	7
			25	25		
37,5	37+	23	26	26	21	7,5
38	38	24	27	27	22	8
				28	23	
38,5	38+	25	28	29	24	8,5
		26			25	
39	39	27	29	30	26	9
39,5	39+	28	30	31	27	9,5
40	40	29	31	32	28	10
40,5	40+	30	32		29	10,5
41	41					11

La conversione è a titolo indicativo e senza garanzia


TABELLA DI CONVERSIONE PER 2° MOLARE - INFERIORE LR/LL

RS Medico	3M Unitek	GAC	DENTAURUM STANDARD	LEONE	ORMCO	American orthodontics
28,5	28+	2		3		
29	29	3		4		
29,5	29+	4	1		1	
30	30	5	2	5	2	
30,5	30+	6	3	6	3	
31	31	7	4	7	4	
31,5	31+	8	5	8	5	1,5
32	32	9	6	9	6	2
				10		
			7	11	7	
32,5	32+	10	8	12	8	2,5
		11	9	13		
33	33	12	10	14	9	3
33,5	33+	13	11	15	10	3,5
34	34	14	12	16	11	4
		15			12	
34,5	34+	16	13	17	13	4,5
			14	18		
35	35	17	15	19	14	5
					15	
35,5	35+	18	16	20	16	5,5
36	36	19	17	21	17	6
			18	22		6,5
36,5	36+	20	19	23	18	7
				24		
37	37	21	20	25	19	7,5
37,5	37+	22	21	26	20	
38	38	23	22	27	21	8
			23	28	22	
38,5	38+	24	24	29	23	
					24	
39	39	25	25	30	25	8,5
			26		26	
39,5	39+	26	27	31	27	9
		27				9,5
40	40	28	28		28	10
		29	29			
40,5	40+	30	30		29	10,5
41	41		31		30	11

La conversione è a titolo indicativo e senza garanzia



**ACCESSORI
E SPLINTAGGIO**



A12-11

**Ganci chirurgici
crimpabili corti**

0.22" L=1.3mm

Conf: 10pz



A12-12

**Ganci chirurgici
crimpabili medi**

0.22" L=2.2mm

Conf: 10pz



A12-13

**Ganci chirurgici
crimpabili lunghi**

L=3mm

Conf: 10pz



A12-15R

A12-15L

**Ganci curvi
crimpabili lunghi**

Left/Right L=8.7mm

Conf: 10pz



A12-16R

A12-16L

**Ganci crimpabili a
spirale**

Left/Right L=11.7mm

Conf: 10pz



A12-34

Ganci incrociati

0.22"

Conf: 10pz



A12-110

Stop a vite

0.22"

Conf: 10pz



A13-24M

A14-24M

Mini Stop

Conf: 10pz

A12-107

.015"

A12-108

.019"



A221-21

Bottoni linguali Diretti

Con base tonda
anatomica
Conf: 10pz



A221-41

Bottoni linguali da puntare

Con base tonda
anatomica
Conf: 10pz



A221-22

Bottoni linguali Diretti

Con base ellittica
Conf: 10pz



A221-42

Bottoni linguali da puntare

Con base ellittica
Conf: 10pz



A224

A224-G

Ganci estrusori con catenella

Acciao

A224-31C Base tonda

A224-32C Base ellittica

Oro

A224-31G Base tonda

A224-32G Base ellittica

Conf: 10pz



A223-31

Eyelet diretti

Cod. A23-007

Conf. 10 pz.



A222-31

Cleat linguali con base tonda diretti

Conf: 10pz



A222-32

Cleat linguali con base ellittica diretti

Conf: 10pz



A214-45

Cleat linguale da puntare

Conf: 10pz



A219-45BL

A219-45BLF

Sheath linguale con ganci

Conf: 10pz



A219-45

Sheath linguale senza gancio

Conf: 10pz



A62-001

Retainer linguale universaleA62-020 2.0 mm
Conf. 1 pzA62-012 1.2 mm
Conf. 1 pz

A61-138

A61-229

Retainer Linguali**A61-138 | Superiore**
38/40/42/45/47 mm**A61-229 | Inferiore:**
29/31/33/35/37 mm

Conf. 1 pz



A63-320

Retainer Linguali20-22-24-26-28-30 mm
Conf. 1 pz

A81-

Barre palatali**D: distale**
37-39-41-43-45-47-49-51 mm.
Conf. 1 pz**M: mesiale**
37-39-41-43-45-47-49-51 mm.

Conf. 1 pz



AL1236

**BOND A BRAID -
RELIANCE**
FILI PER RETAINER
LINGUALI

Conf. 10 fili da 15 cm



AL5900

RETAINIUM
RELIANCE
Fili per retainer linguali
Titanio Nickel free

Conf. 10 fili da 15 cm



AL5910

**ORTHO FLEXTECH
ORO - Reliance**
Catenella oro per retainer
linguali

Rocchetto da 75 cm



SSOFT

AL5913

**ORTHO FLEXTECH
ACCIAIO**
RELIANCE
Catenella acciaio per
retainer linguali

Rocchetto da 75 cm

SPLINTAGGIO

InFibra Brevetto Bioloren



InFibra è costituito da fibre lunghe di polietilene ad alta densità, che conferiscono elevate caratteristiche meccaniche. InFibra è stato sviluppato per un'odontoiatria "senza metallo". Lo speciale intreccio permette un taglio netto. La completa impregnazione con tutti i compositi resinosi fluidi e con le resine acriliche, lo rende universale.

USI:

- Rinforzo di ponti e protesi
- Ponti provvisori
- Stabilizzazione temporanea di denti artificiali
- Splintaggio parodontale
- Retainer ortodontico
- Mantentore di spazio

VANTAGGI:

- Maneggevole
- Confortevole
- Estetico
- Resistente

Confezione: rocchetto da 50 cm. Altezze disponibili 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 25mm

URC: Cemento Resinoso Universale



Ideale per la cementazione di tutte le superfici come: polietilene, metalli preziosi e non, ceramiche, zirconia, resine acriliche, fibre di vetro e di carbonio, ponti, corone, inlays.

Caratteristiche:

- Duale
- Idrofilo
- Fluido
- Elimina le microfratture
- Automordenzante
- Colore stabile quando polimerizzato
- Disponibile in siringhe automiscelanti
- Radiopaco
- A rilascio di fluoro

Proprietà fisiche:

- Resistenza a compressione: 310 MPa
- Resistenza a trazione: 32 kg
- Spessore del film: 12 micron
- Viscosità media o bassa

Parodontite di grado avanzato

La diagnosi di parodontite di grado avanzato suggerisce una terapia di splintaggio con fibra per eliminare il trauma parodontale e per poter eseguire una levigatura profonda.

Caso trattato dal Dott. Massimo Giovarruscio

CASO INIZIALE



1) Creare lo spazio per InFibra Bioloren: profondità e altezza di circa 1.5 mm. Questa operazione è necessaria perché trattasi di un caso di parodontite avanzato



2) Mordenzare smalto e dentina per 40 sec. con acido mordenzate al 37%; sciacquare e asciugare senza essiccare.



3) Con il filo interdentale cerato, creare dei "cappi" per ogni punto di contatto e posizionarli negli spazi interdentali.



4) Particolare dei "cappi": notare il loop all'interno del quale si inserisce InFibra Bioloren.



5) InFibra Bioloren viene così inglobata nel composito.


CASO FINITO






ARCHI E FILI


FORME ARCHI




Forma Ovoid - Europa I




Forma Nature - Europa II




Archi linguali preformati



Forma Natural/Square



Forma Damon compatibile



Curva inversa

NiTi Super Elastici – Forma Ovoid & Natural/Square

Conf. 10 pz. individuali



	OVOID		NATURAL/SQUARE	
	Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore
0.012" – 0.31 mm	SE021201	SE021202	SE031201	SE031202
0.014" – 0.36 mm	SE021401	SE021402	SE031401	SE031402
0.016" – 0.41 mm	SE021601	SE021602	SE031601	SE031602
0.018" – 0.46 mm	SE021801	SE021802	SE031801	SE031802
0.020" – 0.51 mm	SE022001	SE022002	SE032001	SE032002
0.016"×0.016" - 0.41x0.41 mm	SE02161601	SE02161602	SE03161601	SE03161602
0.016"×0.022" – 0.41x0.56mm	SE02162201	SE02162202	SE03162201	SE03162202
0.017"×0.022" – 0.43x0.56 mm	SE02172201	SE02172202	SE03172201	SE03172202
0.017 0.025" – 0.43x0.64 mm	SE02172501	SE02172502	SE03172501	SE03172502
0.018"×0.022" – 0.46x0.56 mm	SE02182201	SE02182202	SE03182201	SE03182202
0.018"×0.025" – 0.46x0.64 mm	SE02182501	SE02182502	SE03182501	SE03182502
0.019"×0.025" – 0.48x0.64 mm	SE02192501	SE02192502	SE03192501	SE03192502
0.021"×0.025" – 0.53x0.64 mm	SE02212501	SE02212502	SE03212501	SE03212502

Termici NiTi – Forma Ovoid

Conf. 10 pz. individuali



	Superiore	Inferiore
0.012" – 0.31 mm	SM021201	SM021202
0.014" – 0.36 mm	SM021401	SM021402
0.016" – 0.41 mm	SM021601	SM021602
0.018" – 0.46 mm	SM021801	SM021802
0.020" – 0.51 mm	SM022001	SM022002
0.016"×0.016" - 0.41x0.41 mm	SM02161601	SM02161602
0.016"×0.022" – 0.41x0.56mm	SM02162201	SM02162202
0.017"×0.022" – 0.43x0.56 mm	SM02172201	SM02172202
0.017 0.025" – 0.43x0.64 mm	SM02172501	SM02172502
0.018"×0.022" – 0.46x0.56 mm	SM02182201	SM02182202
0.018"×0.025" – 0.46x0.64 mm	SM02182501	SM02182502
0.019"×0.025" – 0.48x0.64 mm	SM02192501	SM02192502
0.021"×0.025" – 0.53x0.64 mm	SM02212501	SM02212502

NiTi Curva inversa

Conf. da 5 pz. individuali



	Superiore	Inferiore
0.012" - 0.31 mm	SE041201	SE041202
0.014" - 0.36 mm	SE041401	SE041402
0.016" - 0.41 mm	SE041601	SE041602
0.018" - 0.46 mm	SE041801	SE041802
0.020" - 0.51 mm	SE042001	SE042002
0.016"*0.016" - 0.41x0.41 mm	SE04161601	SE04161602
0.016"*0.022" - 0.41x0.56mm	SE04162201	SE04162202
0.017"*0.022" - 0.43x0.56 mm	SE04172201	SE04172202
0.017 0.025" - 0.43x0.64 mm	SE04172501	SE04172502
0.018"*0.022" - 0.46x0.56 mm	SE04182201	SE04182202
0.018"*0.025" - 0.46x0.64 mm	SE04182501	SE04182502
0.019"*0.025" - 0.48x0.64 mm	SE04192501	SE04192502
0.021"*0.025" - 0.53x0.64 mm	SE04212501	SE04212502

Copper NiTi – Forma Damon compatibile

Conf. 10 pz. individuali



Misura	Superiore/Inferiore
.013" - 0,33 mm	CU091301
0.014" - 0.36 mm	CU091401
0.016" - 0.41 mm	CU091401
0.018" - 0.46 mm	CU091801
0.014" x 0.025" - 0.36 x 0.64 mm	CU09142501
0.016" x 0.025" - 0.41 x 0.64 mm	CU09162501
0.018" x 0.025" - 0.46x 0.64 mm	CU09182501

Acciaio – Forma Ovoid & Natural/Square

Conf. 25 pz.

Fili dritti – tubo da 10 pz



	OVOID		NATURAL/SQUARE		FILI
	Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore	Fili dritti
0.012" - 0.31 mm	SS021201	SS021202	SS031201	SS031202	AL0778
0.014" - 0.36 mm	SS021401	SS021402	SS031401	SS031402	AL0779
0.016" - 0.41 mm	SS021601	SS021602	SS031601	SS031602	AL0780
0.018" - 0.46 mm	SS021801	SS021802	SS031801	SS031802	AL0781
0.020" - 0.51 mm	SS022001	SS022002	SS032001	SS032002	AL0782
0.016"*0.016" - 0.41x0.41 mm	SS02161601	SS02161602	SS03161601	SS03161602	AL0788
0.016"*0.022" - 0.41x0.56mm	SS02162201	SS02162202	SS03162201	SS03162202	AL0789
0.017"*0.022" - 0.43x0.56 mm	SS02172201	SS02172202	SS03172201	SS03172202	////
0.017 0.025" - 0.43x0.64 mm	SS02172501	SS02172502	SS03172501	SS03172502	AL0790
0.018"*0.022" - 0.46x0.56 mm	SS02182201	SS02182202	SS03182201	SS03182202	////
0.018"*0.025" - 0.46x0.64 mm	SS02182501	SS02182502	SS03182501	SS03182502	AL0791
0.019"*0.025" - 0.48x0.64 mm	SS02192501	SS02192502	SS03192501	SS03192502	AL0792
0.021"*0.025" - 0.53x0.64 mm	SS02212501	SS02212502	SS03212501	SS03212502	AL0793

Beta Titanio – Nickel Free

Conf. 10 pz.




	Superiore	Inferiore	Fili dritti
0.012" - 0.31 mm	ST021201	ST021202	ST051202
0.014" - 0.36 mm	ST021401	ST021402	ST051402
0.016" - 0.41 mm	ST021601	ST021602	ST051602
0.018" - 0.46 mm	ST021801	ST021802	ST051802
0.020" - 0.51 mm	ST022001	ST022002	ST052002
0.016"*0.016" - 0.41x0.41 mm	ST02161601	ST02161602	ST05161602
0.016"*0.022" - 0.41x0.56mm	ST02162201	ST02162202	ST05162202
0.017"*0.022" - 0.43x0.56 mm	ST02172201	ST02172202	ST05172202
0.017 0.025" - 0.43x0.64 mm	ST02172501	ST02172502	ST05172502
0.018"*0.022" - 0.46x0.56 mm	ST02182201	ST02182202	
0.018"*0.025" - 0.46x0.64 mm	ST02182501	ST02182502	ST05182502
0.019"*0.025" - 0.48x0.64 mm	ST02192501	ST02192502	ST05192502
0.021"*0.025" - 0.53x0.64 mm	ST02212501	ST02212502	ST05212502

Linguali NiTi preformati

Conf. 2 pz.

Size 1 (small) Size 2 (medium) Size 3 (large)




Mis. 1 Superiore	32 mm.
Mis. 2 Superiore	33.5 mm.
Mis. 3 Superiore	36 mm.
Mis. 1 Inferiore	27 mm.
Mis. 2 Inferiore	30 mm.
Mis. 3 Inferiore	31 mm.

	Misura	Superiore	Inferiore
G4 Lingual Small -1	.010	G4LSU010	G4LSL010
G4 Lingual Medium -2	.010	G4LMU010	G4LML010
G4 Lingual Large -3	.010	G4LLU010	G4LLL010
G4 Lingual Small -1	.013	G4LSU013	G4LSL013
G4 Lingual Medium -2	.013	G4LMU013	G4LML013
G4 Lingual Large -3	.013	G4LLU013	G4LLL013
G4 Lingual Small -1	.016	G4LSU016	G4LSL016
G4 Lingual Medium -2	.016	G4LMU016	G4LML016
G4 Lingual Large -3	.016	G4LLU016	G4LLL016

Posted acciaio - Forma ovoid

Conf. 10 pz.



	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm
0.019 ¹⁸ *0.025 ¹⁸ – 0.48x0.64 mm	PSEF 192522	PSEF 192524	PSEF 192526	PSEF 192528	PSEF 192530	PSEF 192532	PSEF 192534	PSEF 192536	PSEF 192538	PSEF 192540	PSEF 192542

NiTi Estetici

Conf. 10 pz. individuali



	Superiore	Inferiore
0.012" - 0.31 mm	AL6244	AL6245
0.014" - 0.36 mm	AL6246	AL6247
0.016" - 0.41 mm	AL6248	AL6249
0.018" - 0.46 mm	AL6250	AL6251
0.020" - 0.51 mm	AL6252	AL6253
0.016" x 0.022" - 0.41x0.56mm	AL6254	AL6255
0.017" x 0.025" - 0.43x0.64 mm	AL6256	AL6257
0.018" x 0.025" - 0.46x0.64 mm	AL6258	AL6259
0.019" x 0.025" - 0.48x0.64 mm	AL6260	AL6261
0.021" x 0.025" - 0.53x0.64 mm	AL6262	AL6263

Acciaio intrecciati G&H | 3 – 6 – 8 fili

Conf. 25 pz.

Fili diritti – tubo da 10 pz.



3 - TRE FILI

	Superiore	Inferiore	Fili diritti
.0155			AL0794
.0175			AL0795
.0195			AL0796
.0215			AL0797
.016x.016	AL0649	AL0650	
.016x.022	AL0651	AL0652	
.017x.025	AL0653	AL0654	
.018x.025	AL0655	AL0656	
.019x.025	AL0657	AL0658	

6 - SEI FILI

	Fili diritti
.0155	AL0798
.0175	AL0799
.0195	AL0800
.0215	AL0801

8 - OTTO FILI

	Superiore	Inferiore
.016x.016	AL0667	AL0668
.016x.022	AL0669	AL0670
.017x.025	AL0671	AL0672
.018x.025	AL0673	AL0674
.019x.025	AL0675	AL0676
.021X.025	AL0677	AL0678



COLBOLOY BLU

Tubo 10 pz.



TONDO

Misura	Fili diritti
.014" / 0.35 mm	AL1123
.016" / 0.40 mm	AL1124
.018" / 0.45 mm	AL1125
.028" / 0.70 mm	AL3068
.030" / 0.76 mm	AL1126
.032" / 0.81 mm	AL1127
.036" / 0.90 mm	AL3069
.040" / 1.00 mm	AL3070
.045" / 1.14 mm	AL1128
.051" / 1.29 mm	AL1129

RETTANGOLARE

Misura	Fili diritti
.016x.016"	AL3071
.016x.022"	AL3072
.017x.025"	AL3073
.018x.025"	AL1130
.019x.025"	AL1131


Filo Australiano in acciaio inossidabile – A.J. Wilcock
REGULAR e REGULAR +

Conf. Rocchetto da 7,5 m



Dim.	Regular	Regular +
.014	AW230-100	AW230-110
.016	AW231-300	AW231-310
.018	AW232-400	AW232-410
.020	AW233-500	AW233-510

MOLLE NITI chiuse e aperte



		Diametro/Rif.		Conf.
		.010"/0.25mm	.012"/0.31mm	
Chiusa	6 mm	W611-1006	W611-1206	10 pz
	9 mm	W611-1009	W611-1209	10 pz
	12 mm	W611-1012	W611-1212	10 pz
Aperta	180 mm	W610-1018	W610-1218	2 pz

MOLLE CHIUSE NITI con OCCHIELLI



		Diametro/Rif.		Conf.
		.010"/0.25mm	.012"/0.31mm	
Oc-chielli uguali	6 mm	W602-1006	W602-1206	10 pz
	9 mm	W602-1009	W602-1209	10 pz
	12 mm	W602-1012	W602-1212	10 pz
Oc-chielli diversi	6 mm	W603-1006	W603-1206	10 pz
	9 mm	W603-1009	W603-1209	10 pz
	12 mm	W603-1012	W603-1212	10 pz

MOLLE NITI per aprire gli spazi



Diametro	Diametro interno	Forza	Cod.
.009" (0.23mm)	.035" (0.89mm)	L 100 gr.	AL0825
.010" (0.25mm)	.035" (0.89mm)	M 150 gr	AL0826
.010" (0.25mm)	.035" (0.89mm)	H 200 gr	AL0827

MOLLE NITI per distalizzare molari

Conf. 3 pz
Cod. AL0824



MOLLA ACCIAIO in BOBINA | Bobina da 50 cm



APERTA

Diametro	Diametro interno	Cod.
.010" (0.25mm)	.030" (0.76 mm)	SSOC1030
.010" (0.25mm)	.036" (0.91 mm)	SSOC1036

CHIUSA

Diametro	Diametro interno	Cod.
.010" (0.25mm)	.030" (0.76 mm)	SSCC1030



EXTRAORALI

MASCHERA III classe Universal Delaire



A50-201 Large

A50-202 Small

Conf. 1 pz.

Regolabile sul viso del paziente e disponibile nei colori blu (b) e rosso (r).

Maschera III classe Petit Delaire



A50-101 Large

A50-102 Small

Conf. 1 pz.

Con appoggio frontale e mentoniera, regolabile lungo l'asse centrale. Disponibile nei colori blu (b) e rosso (r).

MODULI DI SICUREZZA



Conf. 10 pz.

Forza leggera: 450 gr	AL0481
Forza media: 600 gr	AL0482
Forza elevata: 750 gr	AL0483

Cuscinetto per trazione cervicale




AL0480

Conf. 5 pz.

La confezione **non** comprende i moduli di sicurezza

Cuffie per trazione occipitale



Conf. 5 pz.

Nella confezione **non** sono compresi i moduli di sicurezza

	X	Y	Z	Cod.
Piccolo	15.5 cm	22.0 cm	22.0 cm	AL2242
Medio	15.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	AL2243
Grande	15.5 cm	28.0 cm	28 cm	AL2244

Archi extraorali simmetrici



A30-001

Conf. 1 pz.

Archi extraorali con omega



Diametro arco: .045"

Conf. 1 pz.

Arco esterno	Arco interno	Cod.
.045"	83 mm	A33-01
.045"	90 mm	A33-02
.045"	97 mm	A33-03
.045"	104 mm	A33-04
.045"	111 mm	A33-05
.045"	UNIVERSALE	A31-01v



LEGATURE ELASTICHE

LEGATURE ELASTICHE



Senza lattice. Buste da 40 dispenser x 26 legature: 1040 pz.

Ø .120"

- **EL-N06** Grigio argento
- **EL-N03** Rosso
- **EL-N27** Trasparente
- **EL- N08** Rosa intenso
- **EL-N** MultiColor
- **EL-N20** Blu elettrico
- **EL-N13** Verde

SEPARATORI ORTHOSEPS
RADIOPACHI




La facile localizzazione ai raggi X elimina il rischio che un separatore possa finire e rimanere sotto il tessuto molle.

Buste da 100 dispenser X 10 separatori cad.

Cod. **AL0327**

CATENELLE ELASTICHE



Conf. rocchetto da 15 ft (4,572 mt)

Senza lattice

Colore	Aperta - 4mm	Media - 3,5 mm	Chiusa - 2.8mm
○ Trasparente	EC-L27	EC-S27	EC-C27
● Grigio Arg.	EC-L06	EC-S06	EC-C06

GANCIO PER ELASTICI



Conf. da 100 pz.

Col. Bianco fosforescente

Cod. **AL6881**

ELASTICI EXTRAORALI IN LATTICE



Disponibile in buste da 1000 pz

Misura	Codice
7,9 mm 5/16"	L8920 E90-500507
9,5 mm 3/8"	L8921 E90-500508
12,8 mm 1/2"	L8922 E90-500509

ELASTICI INTRAORALI IN LATTICE



Disponibile in conf. da 50 buste X 100 elastici/cad.

Colore	Leggero 2.5 OZ/71 gr.	Forte 4.5 OZ/127 gr	Extra-forte 6.5 OZ/184 gr
1/8" (3.2 mm)	AL6324	AL9617	AL9618
3/16" (4.6 mm)	AL6325	AL9591	AL9589
1/4" (6.4 mm)	AL6323	AL9590	AL9588
5/16" (7.9 mm)	AL6327	AL6328	AL0447
3/8" (9.5 mm)	AL8184	AL6326	AL0448

FILO ELASTICO
TUBO PER LIP BUMPER - TUBO PER ARCHI



FILO ELASTICO

Colore	Codice
● Grigio 025	AL0412
● Grigio 030	AL0413
○ Trasp. 025	AL0490
○ Trasp. 030	AL0491

TUBO PER LIP BUMPER 0.46

Colore	Codice
Trasparente	LBT LBTcC / AL0479-C

TUBO PER ARCHI

Disponibile in rocchetti da 3 mt. con diametro da .018 e .027


Colore	Codice
.018	AL0416
.027	AL0417

CUNEI DI ROTAZIONE



AL0428 Ricambi standard conf. 100pz Colore grigio

AL0429 Ricambi standard conf. 100pz Colore trasparente



LEGATURE METALLICHE




**LEGATURE
METALLICHE
PREFORMATE
LUNGHE**

Conf. 1000 pz	Colore del dente
009-LT009	
010-LT010	Conf. 100pz
012-LT012	012-LT012T



**LEGATURE
KOBAYASHI
LUNGHE**

Conf. 100 pz.
.012 KH012
.014 KH14



**LEGATURE
METALLICHE
PREFORMATE
CORTE**

Conf. 500 pz
.010 SLT010



**LEGATURE
CORTE COLORE
DEL DENTE**

Conf. 50 pz.
TCSLT12L



**LEGATURE
KOBAYASHI
CORTE**

Conf. 100 pz
.012 SKH 012
.014 SKH 014



**LEGATURE
KOBAYASHI
CORTE COLORE
DEL DENTE**

Conf. 100 pz
.014 TSKH 014 Colore del dente



**FILO PER
LEGATURE IN
ACCIAIO**

Conf. rocchetto 50gr
A40-01 .20mm
A40-02 .25mm
A40-03 .30mm



**FILO PER
LEGATURE IN
ACCIAIO**

Conf. bobina 453 gr	
.009	SBLW109
.010	SBLW110
.011	SBLW111



PINZE E STRUMENTI



Tronchesino per fili leggeri

P211-101

Angolazione 0°



Durezza punta: HRC58-63

Per legature metalliche o elastici con diametro fino a 0.30mm. (.012")

NON può essere utilizzato per tagliare archi.



Tronchesino Distale

P211-102

Durezza punta: HRC 58-63

Per tagliare le estremità distali dell'arco, trattenendo il filo.

Archi fino a .021x.025



Tronchesino Distale con taglio a filo

P211-103

Durezza punta: HRC 58-63

Per tagliare le estremità distali dell'arco a filo del tubo

Archi fino a .021x.025



Tronchesino a becco d'uccello

P211-104

Durezza punta: HRC 58-63

Per fare loop su archi e loop a molla.

Punta con tronchese.



Tronchesino per fili pesanti

P211-105

Durezza punta: HRC 58-63

Per fili australiani, Ni-Ti e in acciaio.

Diametro fino a .030" (0.76 mm)



Pinza di Tweed con punte piatte

P211-201

Durezza punta: HRC 55-60

Per imprimere torque ai fili rettangolari.

Spessore delle punte: 1.27 mm.



Pinza per ganci chirurgici

P211-202

Durezza punta: HRC 50-55

Per bloccare i ganci crimpabili sull'arco



Pinza per rimuovere i bracket

P211-203

Durezza punta: HRC 50-55

Per rimuovere i bracket anteriori



Pinza toglibande

P211-204

Durezza punta: HRC 50-55

Per rimuovere le bande



Pinza per cinch back

P211-205

Durezza punta: HRC 55-60

Per creare una piega a chiusura dell'arco NiTi con massimo rispetto dei tessuti molli.

Diametro fini NiTi fino a .053 mm



Pinza a tre becchi

P211-206

Durezza punta: HRC 50-55

Per formare loop a V e piegare gli archi

Diametro filo fino a: 0.76 mm.



Pinza tipo Coon per elastici

P211-207

Durezza punta: HRC 50-55

Per applicare elastici separatori



Pinza di Weingart

P211-208

Durezza punta: HRC50-55

Per piegare le estremità distali dell'arco



Pinza di How

P211-209

Durezza punta: HRC 50-55

Per tenere l'arco e guidarlo nell'inserimento del tubo o per trattenere le legature



Pinza per rimuovere l'adesivo

P211-210

Durezza punta: HRC 50-55

Per rimuovere l'adesivo dalla corona senza intaccare lo smalto



Pinza di Tweed tipo Merrieffield

P211-211

Durezza punta: HRC 55-60

Per formare piccoli loop, stop distali e loop omega sull'arco



Pinza di Kim

P211-212

Durezza punta: HRC 50-55

Per piegare fili edgewise multi loop con troncese



Pinza per piegare loop

P211-213

Durezza punta: HRC 50-55

Per fare piccoli loop su archi edgewise multi -loop.

Diametro loop: 2.00- 3.20 – 4.20 mm.



Pinza per loop omega

P211-214

Omega loop plier

Durezza punta: HRC 50-55

Per formare loop omega di diametri diversi



Pinza a becco d'uccello senza tronchese

P211-215

Durezza punta: HRC 60-65

Per fare loop su archi e loop a molla



Pinza per bracket posteriori

P211-216

Durezza punta: HRC 50-55

Per rimuovere i bracket posteriori



Pinza per rimuovere cap

P211-217

Per rimuovere i cap dei tubi convertibili



Pinza di Nance

P211-218

Durezza punta: HRC 50-55

Per livellare anse con altezze diverse sul filo

Diametro filo fino a 0.56 mm



Pinza per VSTOP

P211-219

Durezza punta: HRC 50-55

Pinza per creare V-Stop lungo l'arco

Pinza De La Rosa- Per formare archi

A500-699 con scanalature

A500-700 senza scanalature



Pinza per fili pesanti da laboratorio

A500-711



Pinza di Young da laboratorio

A500-712

Per formare archi e loop.





Pinza di Adams da laboratorio

A500-713

Per la piegatura di fili. Punta tonda conica e punta quadra piramidale per fili fino a 1,2 mm.

Adatta per la tecnica Crozat



Pinza di Nance da laboratorio

A500-701

Per formare ganci di Adams e piccoli stop.

Altimetro a croce



Conf. 1 pz.

3.5mm - 4.0mm - 4.5mm - 5.0mm

Cod. I181-01

Misuratore doppio



Conf. 1 pz.

3.5 - 4.0 - 4,5 - 5 mm

Cod I12-02

2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm.

Cod. I12-01

Conf. 2 pz.

Cod. I12-00

Torrette per archi



Conf. 1 pz

I20-01 torque 5°-7° - 6 slot

I20-02 torque 0° - 5 slot

Pinzetta per bracket diritta



Conf. 1 pz.

A500-721

Pinzetta per bracket angolata



Conf. 1 pz.

Cod. A500-720

Pinzetta per bracket linguali



Conf. 1 pz

Cod. A500-718

Pinzetta per tubi



Conf. 1 pz.

Cod. A500-722

Dinamometro a stilo



Conf. 1 pz.

Per misurare pressione e trazione. Range misura da 0 a 450 g.

AL1254

Strumento per legature elastiche



Conf. 1 pz.

Cod. A500-727

Direzionatore per legature a punta doppia



Conf. 1 pz.

Cod. A500-726

Distal bender



Conf. 1 pz.

Cod. A500-729

Posizionatore per tubi buccali



Conf. 1 pz.

Cod. A500-728

Calibro dentale



Conf. 1 pz.

Cod. A500-748

Spingibande con manico in plastica – autoclavabile



Conf. 1 pz.

Cod. A500-733

Spingibande con scaler



Conf. 1 pz.

Cod. A500-724

Spingibande con manico in acciaio



Conf. 1 pz.

Cod. A500-732

Pinza Mosquito con punta diritta



Conf. 1 pz.

Cod. A500-742

Porta aghi Mathieu con punta diritta zigrinata



Conf. 1 pz.

Cod. G627-14

Porta aghi Mathieu con uncino



Conf. 1 pz.

Cod. A786-82


Specchi per fotografia intraorale in vetro cromato - Linguale grande



Conf. 1 pz con **contenitore autoclavabile** incluso

Cod. I61-01

Specchi per fotografia intraorale in vetro cromato - Buccale



Conf. 1 pz. con **contenitore autoclavabile** incluso

Cod. I61-02

Specchi per fotografia intraorale in vetro cromato - Occlusale bambino



Conf. 1 pz. con **contenitore autoclavabile** incluso

Cod. I61-03

Specchi per fotografia intraorale in vetro cromato - Occlusale adulto



Conf. 1 pz. con **contenitore autoclavabile** incluso

Cod. I61-04

Retrattori labiali



Retrattori labiali singoli - autoclavabili fino a 130°

Laterali - conf. 1 pz.	I56-15
Adulti - conf. 2 pz.	I56-13
Bambini - conf. 2 pz.	I56-11

Retrattore labiale pigeon

Retrattore ergonomico sterilizzabile



Conf. 1pz

Extra piccolo	AL3315
Piccolo	AL3301
Medio	AL3300

Retrattore per foto occlusali tipo EEZ

Design innovativo. Sterilizzabile a 134°



Conf. 1 pz.	
Piccolo	Cod. I50-003S
Grande	Cod. I50-003L

Retrattori Labiali doppi – sterilizzabili ad alta temperatura



Grande - conf 12 pz	I52-13c
Medio - conf. 8 pz.	I52-12c
Piccolo - conf. 12 pz	I52-11c

Apribocca con depressore linguale autoclavabile



Conf. 1 apribocca

Piccolo (2.5 cm x 7.75 cm)

AL0331

Medio (3.5 cm x 9.3 cm)

AL0332

GONIOMETRO – TEMPLATE

Goniometro con scala millimetrata sui tre lati e diagramma Ballard-Wylie.
Si utilizza anche con Ricketts.

Cod. AL2060

Conf. 1 pz

FOGLI DI ACETATO per CEFALOMETRIA

Fogli 203 x 254 mm Spessore: 0,076 mm

Conf. 1 blocco da 100 fogli

Cod. AL0937

CERA ORTODONTICA



Conf. 50 scatoline

Neutra: **AL4787**

Ciliegia: **AL4788**

Menta: **AL4790**

TYPODONT



Conf. 1 pz.

Modello nudo

Modello montato come da richiesta cliente

ORTOBOX E PORTABITE



ORTOBOX: con fori di ventilazione, dimensioni cm 8x7 - h 4cm, vari colori - Conf. 10 pz.

Cod. **G3**

PORTABITE: Con fori di ventilazione, dimensioni cm 7,8 x7,3 - h 3cm, vari colori - Conf. 10 pz.

Cod. **G46**

CORDINO COLORATO: Colori assortiti - Conf. 10pz

Cod. **G20**

MISURATORE DI STRIPPING - 8 mis.



Per misurare lo spazio interdentale prima e dopo lo stripping – Autoclavabile

Conf.: 1 SET CON 8 MISURATORI DA 0.1 mm a 0.5 mm

Cod. **AL9519**

RIEDUCATORE LABIALE



per ginnastica labiale;
esercizi di stretching labiale
esercizi respiratori nasali
cod. RL1

Cod. **RL1**

RIEDUCATORE MANDIBOLARE

per retrusione mandibolare
aumento dimensione verticale

Cod. **RM2**

STRIPS ABRASIVE LUNGHE

	1 lato	2 lati
4 mm	L6971	L6974
6 mm	L6972	L6975
8 mm	L6973	L6976



COMPOSITI

TRANSBOND XT 712-035**3M Unitek**

Composito ortodontico monocomponente fotopolimerizzabile per bracket in metallo e in ceramica.

Conf: kit 2 siringhe x 4 g + 6 ml Primer e accessori

Rif. **A 2501**

TRANSBOND XT PRIMER 712-034**3M Unitek**

Conf: flacone 6 ml

Rif. **AL 2562**

TRANSBOND XT - RICAMBI SIRINGHE 712-036 - 3M Unitek

Conf. 4 siringhe x 4gr/cad.

Rif. **A 2596**

TRANSBOND XT IN CAPSULE 712-030**3M Unitek**

Conf. Kit 25 capsule x 0,2 g + 6 ml Primer Transbond XT + 1 dispenser per adesivo + 1 porta pennello + 60 punte per pennelli.

Rif. **A 2551**

**TRANSBOND PLUS PER BANDE
712-080 - 3M Unitek**



Composito per bande - Colore blu - A rilascio di fluoro
Conf. Kit 5 siringhe (4 g) + 50 beccucci dispenser monouso
Rif. **A 2572**

**TRANSBOND PLUS con cambio di
COLORE ROSA 712-101 - 3M Unitek**



Conf. 2 siringhe x 4 gr.
Rif. **AL02754**

**TRANSBOND MULTI CURE PER BANDE
712-050 - 3M Unitek**



Cemento vetroionomerico per bande auto/fotopolimerizzante a
rilascio costante di fluoro.
Il colore blu facilita la rimozione degli eccessi.
Conf. Kit polvere 35 gr. + liquido 25 gr. + accessori

kit	AL02758
Ricambio Polvere	AL2759
Ricambio Liquido	AL2760

**TRANSBOND TM 712-046 LV
A BASSA VISCOSITA' - 3M Unitek**



Adesivo fluido a bassa viscosità
Conf. Kit 2 siringhe x 2 gr/cad. 20 punte
Rif. **AL03023**

TRANSBOND PLUS AUTO MORDENZANTE 712-090 - 3M Unitek



Consente l'applicazione di mordenzante (Etching) e primer in un unico passaggio, creando un'adesione microritensiva con la superficie dello smalto e permettendo un notevole risparmio di tempo. La dose singola assicura un prodotto sempre identico ed evita problemi di evaporazione, come accade con i metodi tradizionali.

Conf. 100 unità di primer Self Etching + 10 pennelli

100 applicatori	AL02578
20 applicatori	AL02750

TRANSBOND LR PER RETAINER LINGUALI IN CAPSULE 712-033 - 3M Unitek



L'adesivo Transbond™ LR è stato studiato per la cementazione di retainer linguali.

Conf. Kit 25 capsule (x 0,2 g), Primer Transbond XT 6 ml, dispenser, porta pennelli e 60 pennelli

Kit 712-033	AL02752
Ricambio 25 capsule 712-038	A2579

TRANSBOND MIP 712-025 - 3M Unitek



Primer idrofilo per cementare in presenza di acqua o saliva con compositi auto e foto polimerizzabili; migliora la tenuta degli attacchi cementati in aree difficili da isolare, incrementando l'adesione, come nel caso delle cementazioni in campo asciutto.

Primer 6 ml

Cod. **AL02751**

RELY A BOND - Reliance



Composito monocomponente autopolimerizzabile per bracket in metallo e in ceramica

- Rilascio di fluoro
- Elevata viscosità
- Con sigillante per proteggere lo smalto
- Non necessita di basse temperature

Conf. Kit 14 g pasta adesiva (4 siringhe x 3,5 g/compules) + 16 g Primer + 9 g mordenzante-Etching + pennelli monouso + spatole* + vaschetta di miscelazione* (* solo per il kit in siringhe)

Kit Rely a Bond in siringhe	AL0217
Kit Rely a Bond in capsule	AL5894
Ricambio Rely a Bond - 14 gr capsule (33 x 0,42 gr)	AL5896
Ricambio Rely a Bond - Primer 16 gr	AL908

ULTRA BAND LOK - Reliance



Adesivo monocomponente fotopolimerizzabile. Oltre che per il fissaggio delle bande, può essere impiegato per cementare bracket e retainer linguali. Disponibile nei colori blu e trasparente

Siringa UBLB -blu (1 x 5 gr)	AL910
Siringa UBL - trasparente (1 x 5 gr)	AL913

FLOWTAIN LV - Reliance



Flow Tain è un composito fotopolimerizzabile con un basso modulo di elasticità, che lo rende ideale per retainer linguali, fibre e altri materiali da splintaggio, essendo meno rigido e fragile rispetto ai compositi convenzionali.

Il materiale ha un elevato grado di lucentezza, che riduce l'usura.

Conf. 1 siringa da 1,5 mg con 10 punte

Flowtain LV	AL1295
Punte per LV	AL1240

ACIDO MORDENZANTE - Reliance



Acido fosforico al 37%

Conf. Flacone 9 gr

Rif. **AL0216**

ASSURE – UNIVERSAL BONDING - Reliance



Bonding universale adatto a tutte le superfici di smalto e/o dentina, sia in campo umido che asciutto; tutte le superfici metalliche; restauri in composito; corone di ceramica, se utilizzato con PorcEtch e Porcelain Conditioner; NON servono altri primer.

Conf. Flacone 6cc

Rif. **AL5891**

FUJI ORTHO LC - Gc



Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile rinforzato con resina per bracket e bande ortodontiche. Fuji Ortho LC rilascia fluoro, prevenendo decalcificazioni e carie.

Conf. Kit 15 g polvere + 6,8 ml liquido

Rif. **A4617**

FUJI ORTHO PASTE - GC



Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile modificato per il fissaggio di bande ortodontiche e per le applicazioni più semplici.

Si garantisce una manipolazione ottimale per una pellicola di 3 mm di spessore, un tempo di esecuzione di 3 minuti e 30 secondi e un tempo di indurimento di 3 minuti.

La colorazione blu della pasta facilita e velocizza la rimozione del cemento in eccesso.

Non contiene acido nitrico.

Adesione perfetta in ambiente umido ed elevato rilascio di fluoro.

Conf. Kit 2 cartucce x 13,3 g.

Cod. **AL5139**

Dispenser -Rif. **A46469**

FRESE PER RIMUOVERE IL COMPOSITO



Frese per rimuovere il composito

Conf. 5 pz

Cod. **A5781**

LUCI & OTTICHE TTL PERSONALIZZATE

DA 2.5X a 10X



admetec

QUALITA' DELLE LENTI LEGGEREZZA PERSONALIZZAZIONE



- **LENTI FUJITOK®**, azienda giapponese leader nella produzione di lenti ad alta precisione e fornitore di marchi quali: **HOYA, Nikon, Canon, Sony, Olympus**
- VETRO OTTICO **SCHOTT AG – Fondazione Zeiss**
- Ultraleggeri: da 38gr
- Ergonomici
- Angolazione, distanza di lavoro, distanza interpupillare personalizzate
- Correzione diottrica dietro prescrizione medica

La linea Admetec si completa con due luci led:

- luce led Butterfly, **55.000 lux**, senza fili, ultraleggera – 29 gr. batteria inclusa – con tre batterie ricaricabili in dotazione
- Orchid, 60.000 lux - 150.000 lux- 220.000 lux, con filo e filtro giallo antipolimerizzazione integrato
- **entrambe COMPATIBILI CON QUALSIASI INGRANDENTE PRESENTE SUL MERCATO (Zeiss, Orasoptic, Univet, etc.)**

TTL GALILEIANI



	Distanza di lavoro	Campo visivo	Profondità di campo	Peso
Ingrandimento 2,5x	350/400/450	105/120/135	105/130/160	45 gr
Ingrandimento 2,7x	350/400/450	90/100/110	90/110/135	38 gr
Ingrandimento 3,2x	350/400/450	75/85/95	60/75/90	38 gr

TTL PRISMATICI



	Distanza di lavoro	Campo visivo	Profondità di campo	Peso
Ingrandimento 4x	350/400/450	65/75/85	60/70/80	53 gr
Ingrandimento 4.8x	350/400/450	50/60/70	50/60/70	53 gr
Ingrandimento 5.5x	350/400/450	35/40/45	40/50/60	54 gr

7.5X | 10X

Il massimo ingrandimento per un'accuratezza millimetrica

Tecnologia ERGO PRISM sviluppata da Admetec





Lente di ultima generazione FUJITOK®
con vetro ottico Schott AG-fondazione
Carl Zeiss

Lenti in policarbonato

	Distanza di lavoro	Campo visivo	Profondità di campo	Peso
Ingrandimento 3.0X	450/500/550 mm	110/130/155 mm	95/105/115 mm	46 gr
Ingrandimento 4.0X	450/500/550 mm	85/95/105 mm	80/90/100 mm	46 gr
Ingrandimento 5.0X	450/500/550 mm	70/78/86 mm	70/80/90 mm	48 gr
Ingrandimento 6.0X	450/500/550 mm	50/56/62 mm	55/65/75 mm	48 gr
Ingrandimento 7.5X	450/500/550 mm	40/45/50 mm	40/50/60 mm	49 gr
Ingrandimento 10X	450/500/550 mm	450/500/550 mm	30/37/45 mm	52 gr

I **TTL periscopici ERGO**, grazie all'angolo di inclinazione, compensano l'inclinazione della testa, riducendo il carico sul rachide cervicale e prevenendo così i disturbi muscoloscheletrici.



ergo.

TTL tradizionali

Diversamente dai TTL tradizionali, con i **TTL Ergo**, la posizione dell'occhio è più naturale, **migliorando il comfort** e **riducendo l'affaticamento** dell'occhio.

A sostegno ulteriore di quanto già dimostrato dalle ricerche di Admetec, è stato condotto uno studio preliminare dalla Prof.ssa Maria Grazia Piancino e dal suo team di specializzandi per valutare in che modo la diversa postura di collo e mandibola possa coinvolgere la muscolatura.

Sono stati acquisiti i tracciati elettromiografici, come sotto riportato e, dall'utilizzo di ERGO si rileva:

- un'importante diminuzione dell'ampiezza elettromiografica di tutti i muscoli testati, soprattutto di quelli del collo
- una simmetrizzazione dei valori tra i muscoli di destra e quelli di sinistra

Sia la riduzione dell'ampiezza elettromiografica che la simmetrizzazione dei valori tra i due lati svolgono un ruolo primario per la salute psico-fisica del dottore.

Nell'immediato, le condizioni di miglior equilibrio posturale oggettive consentono una maggiore resistenza alla fatica e una migliore concentrazione mentale durante il lavoro, mentre, a lungo termine, è possibile prevenire patologie dolorose croniche della testa e del collo, consentendo un invecchiamento in salute.

Sono stati acquisiti dei tracciati elettromiografici dei muscoli del collo e della mandibola in condizioni di protocollo preciso:

- Senza occhiali
- Con occhiali TTL
- Con occhiali TTL ERGO



e in queste tre condizioni si è visto che l'equilibrio neuromuscolare in particolare del collo cambia significativamente.

E' stata effettuata un'elettromiografia di superficie dei seguenti muscoli:

- Muscoli elevatori della mandibola (controllo posturale della mandibola)
- Muscoli laterali del collo (rotazione e inclinazione del capo)
- Muscoli cervicali (flessione, rotazione, estensione del capo)
- Muscoli sopraioidei (abbassamento della mandibola)



Prof.ssa Maria Grazia Piancino
Prof. associato di Ortognatodonzia alla
Dental School dell'Università di Torino



TTL CLASSICI

LTA (Left Temporalis Anterior)
 LSM (Left SCM)
 RSM (Right SCM)
 RTA (Right Temporalis Anterior)
 LCG (Left Cervical Group)
 LDA (Left Digastric)
 RDA (Right Digastric)

Media = 1.1 uV
 Media = 6.6 uV
 Media = 1.4 uV
 Media = 0.5 uV
 Media = 12.2 uV
 Media = 3.6 uV
 Media = 4.2 uV

TTL ERGO

LTA (Left Temporalis Anterior)
 LSM (Left SCM)
 RSM (Right SCM)
 RTA (Right Temporalis Anterior)
 LCG (Left Cervical Group)
 LDA (Left Digastric)
 RDA (Right Digastric)

Media = 0.7 uV
 Media = 1.4 uV
 Media = 1.2 uV
 Media = 0.4 uV
 Media = 4.2 uV
 Media = 2.1 uV
 Media = 1.8 uV

3 TIPI DI MONTATURE



Disponibili in vari colori



Disponibili in vari colori



Disponibili in vari colori



Disponibili in vari colori



Nasello a ponte
in silicone
regolabile

NEW

BUTTERFLY-S

LA LUCE LED SENZA FILI

Compatibile con tutti i sistemi di ingrandimento

INTENSITÀ LUMINOSA	55000 lux
PESO	30 gr.
BATTERIE	3
TEMPERATURA DEL LED	5750K
DURATA BATTERIA	2 ore
TEMPO DI RICARICA	1.5 ore



ORCHID

L'unica luce led con
filtro integrato

Compatibile con tutti i sistemi di ingrandimento



INTENSITÀ LUMINOSA	60000 lux	150000 lux	220000 lux
PESO	9.5 gr	11.5 gr	11,5 gr
TEMPERATURA LED	5750k	5750k	5750k
DIMENSIONE DEL CONO LUMINOSO A 35 CM	8 cm	5,5 cm	5,5 cm
FILTRI INTEGRATI	Bianco e Giallo	Bianco e Giallo	No



ULTRALEGGERO ERGONOMICO MODULARE

- 2 luci ad effetto scialitica per neutralizzare le ombre in campo operatorio
- Intensità luminosa: 100.000 lux
- Senza fili
- Ultraleggera: 104 gr. ultraleggero
- Struttura in policarbonato con due soli punti di appoggio, frontale e nucale
- integrabile con i sistemi di ingrandimento 1,5x, galileiano 2,5x e prismatico 4x e telecamera Full HD per foto/video/audio
- Gli unici ingrandimenti con distanza di lavoro regolabile da 25 a 60 cm

DR-KIM: un design rivoluzionario nel mondo dei caschetti

VINCITORE DEL TERZO PREMIO EDISON AWARDS 2016 USA
PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE STRUMENTARIO E
DISPOSITIVI CHIRURGICI



MODULARITA'



LENTI CON CORREZIONE DIOTTRICA - **DKL-5**

Ingrandimento: 1.5 x

Peso: 16 gr.

Distanza interpupillare: disponibile da 58-62-66

Correzione diottrica: 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5



OTTICHE INGRANDENTI GALILEIANE - **DKT-3**

Ingrandimento: 2.5x

Peso: 34.2 gr

Distanza di lavoro regolabile da 25 a 60 cm

Distanza interpupillare: regolabile




OTTICHE INGRANDENTI PRISMATICHE - **DKT-4**

Ingrandimento: 4x

Peso: 39.1 gr

Distanza di lavoro regolabile da 25 a 60 cm

Distanza interpupillare: regolabile



TELECAMERA FULL HD - **D-CAM 4**

Fotografie e registrazione video/audio

Risoluzione: 1920 x 1080

Registrazione: 60 frame/secondo

Peso: 13 gr.

Sensore CMOS 16 Mpixel | Interfaccia: wi-fi

DS3000

L'UNICO CON UN SISTEMA DI FILTRAGGIO COMBINATO e SENSORE per controllo TOUCHLESS

DS 3000 è l'unico aspiratore extraorale sul mercato che combini un **filtro HEPA 14**, un **generatore di plasma con campo elettrostatico a 8000 V** e **lampada led ad ultravioletti**, per eliminare virus e microrganismi al **99,995%** e che sia dotato di un **SENSORE posizionato sul braccio, vicino al bocaglio**, per il controllo delle funzioni anche in modalità touchless, senza la necessità di toccare il dispositivo e per un lavoro in totale autonomia.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 1000 W
- Velocità di aspirazione: 3000l/min (-5kPa)
- Massima pressione negativa: -20kPa
- Dimensioni: 325 x 325 x 875 mm
- Lunghezza tubo aspirazione: 1570 mm. a 5 snodi con rivestimento silenziatore
- **Sensore: Posizionato sul braccio vicino al bocaglio per attivare, disattivare, aumentare o diminuire la pressione, senza necessità di toccare il dispositivo e in totale autonomia.**
- Rumorosità: < 60dB
- Filtro: Hepa 14
- Generatore di plasma: campo elettrostatico a 8000 V
- Potenza luce led ultravioletti: 1 W
- Conteggio ore lavoro visualizzate sul display con spia di alert per necessità sostituzione filtri
- Maniglia arrotondata per presa più agevole
- Ruote grandi per facilitare lo spostamento

MANUTENZIONE

- Filtro F8 (primo filtro): sostituzione 1 volta ogni 2 anni
- Filtro Hepa 14: sostituzione 1 volta l'anno
- Generatore di plasma: sostituzione 1 volta ogni 5 anni e pulizia consigliata ogni 6 mesi
- Luce led: sostituzione 1 volta l'anno
- La necessità di sostituzione può variare leggermente in base alle ore di utilizzo effettivo.



INDICE ANALITICO

A

Altimetro a croce	94
Apribocca con depressore linguale	101
Allineatori	37-40
Archi acciaio	68
Archi acciaio intrecciati 3-6-8 fili	71
Archi Beta Titanio - nickel free	68
Archi Copper Ni-ti Damon compatibili	67
Archi extraorali con omega	78
Archi extraorali simmetrici	78
Archi linguali preformati	69
Archi Niti Curva inversa	67
Archi Niti estetici	70
Archi Niti Super elastici	66
Archi Niti termici	66
Archi posted acciaio	69
Aspiratore	122

B

Bande	49-56
Barre palatali	60
Bond a braid - fili per retainer linguali	61
Bottoni linguali da puntare base tonda/ellittica	59
Bottoni linguali diretti base tonda/ellittica	59
Bracket estetici ceramica Super Clear	30-33
Bracket estetici zaffiro Miso Plus	34-36
Bracket metallo bidimensionale New Boston	25-26
Bracket metallo linguale	27-28
Bracket metallo Queen	5-16
Bracket metallo Self Ligating Queen	17-19
Bracket metallo Sunflower	20-24

C

Calibro dentale	97
Caschetto e ottiche ingrandenti	110-121
Catenelle elastiche	80
Cemento resinoso universale URC per splintaggio	62

Cera ortodontica aromatizzata	101
Cleat linguali da puntare	60
Cleat linguali diretti base ellittica	59
Cleat linguali diretti base tonda	59
Compositi e adesivi	104-109
Cuffie per trazione occipitale	77
Cunei di rotazione	81
Cuscinetto per trazione cervicale	77

D

Dinamometro a stilo	96
Direzionatore per legature a punta doppia	96
Distal bender	96

E

Elastici extraorali in lattice	81
Elastici intraorali in lattice	81
Eyelet diretti	59

F

Fibre per splintaggio - inFibra	62
Fili diritti acciaio	68
Fili diritti Beta titanio Nickel Free	68
Fili diritti Colboloy blu	72
Fili diritti intrecciati 3 -6 fili	71
Filo australiano	72
Filo elastico	82
Filo per legature in acciaio - bobina	83
Filo per legature in acciaio - rocchetto	83
Fogli di acetato per cefalometria	101
Frese per rimuovere il composito	109

G

Ganci chirurgici crimpabili corti	58
Ganci chirurgici crimpabili medi	58
Ganci chirurgici crimpabili lunghi	58
Ganci crimpabili a spirale	58
Ganci curvi crimpabili lunghi	58
Ganci estrusori con catenella - acciaio	59
Ganci estrusori con catenella - oro	59
Ganci incrociati	58

Gancio per elastici	80
Goniometro template	101

L

Legature corte colore del dente	83
Legature elastiche senza lattice	80
Legature kobayashi corte	83
Legature kobayashi corte colore del dente	83
Legature kobayashi lunghe	83
Legature metalliche preformate corte	83
Legature metalliche preformate lunghe	83
Luci led	119-121

M

Maschera III classe petit	76
Maschera III classe universale	76
Mathieu porta aghi con punta diritta zigrinata	98
Mathieu porta aghi con uncino	98
Mini stop	58
Misuratore doppio	94
Moduli di sicurezza	77

Molla acciaio in bobina	74
Molle Niti chiuse con occhielli	73
Molle niti chiuse e aperte	73
Molle Niti per aprire gli spazi	73
Molle Niti per distalizzare molari	74
Mosquito con punta diritta	98

O

Ortho flextech acciaio- catenella per retainer linguali	61
Ortho flextech oro - catenella per retainer linguali	61
Orthobox	102
Ottiche ingrandenti	110-121

P

Pinze da laboratorio	93-94
Pinze da studio	86-93
Pinzetta diritta per bracket	95
Pinzetta per bracket angolata	95
Pinzetta per bracket linguali	95
Pinzetta per tubi	95

Portabite	102
Posizionatore per tubi buccali	97

R

Retainium - fili per retainer	61
Retrattore labiale pigeon	100
Retrattore per foto occlusali tipo EEZ	100
Retrattori labiali	100
Retrattori labiali doppi	100
Rieducatore labiale	102
Rieducatore mandibolare	102
Retainer linguali	60

S

Separatori orthoseps radiopachi	80
Sheath linguali con gancio	60
Sheath linguali senza gancio	60
Sistematica invisibile Prof. Giordanetto	37-40
Specchi per fotografia	99
Spingibande con manico in acciaio	98
Spingibande con manico in plastica - autoclavabile	97

Spingibande con scaler	97
Splintaggio - fibre	62-63
Splintaggio - cemento universale	62-63
Stop a vite	58
Stripping - misuratore	102
Strip abrasive	102
Strumento per legature elastiche	96

T

Torrette per archi	95
Tronchesini e pinze da laboratorio	93-94
Tronchesini e pinze da studio	85-86
Tubi da puntare	47-48
Tubi diretti 1° molare	42-46
Tubi diretti 2° molare	43
Tubi diretti 2° molare mini	44
Tubo elastico per archi	81
Tubo elastico per lip bumper	81
Typodont	101



smile
engineering



 admetec

 **Dr-Kim**



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA



AESTETIKA SRL

SEDE OPERATIVA:
STRADA DI CARDETO,
57 05100 TERNI

TELEFONO
+39 0744 302333

E-MAIL
INFO@AESTETIKA.IT

SITO WEB
AESTETIKA.IT
SHOP.AESTETIKA.IT